


## BROSSETTE EXOCERVICALE EXOCERVICAL BROOM

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPTION</b><br>/ DESCRIPTION    | Brossette exocervicale composé d'une brosse blanche en polyéthylène basse densité (PEBD) et d'un manche bleu en polypropylène (PP). Emballage individuel<br><i>Exocervical broom consists of a white PEBD brush and a blue PP handle. Individual packaging.</i> |
| <b>REGLEMENTATION</b><br>/ REGULATIONS | Dispositif médical classe Is / Medical device class Is<br>MDD 93/42/CEE                                                                                                                                                                                         |
| <b>COMPOSITION</b><br>/ COMPOSITION    | 1 brosse exocervicale<br><i>1 exocervical broom</i>                                                                                                                                                                                                             |

### REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

| Référence<br>/ Reference | Désignation / Designation                            | Conditionnement / Packaging                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| M50401                   | Brossette exocervicale /<br><i>Exocervical broom</i> | 4 boîtes / carton. 50 pcs / Boite<br><i>4 boxes / carton , 50 pcs / Box</i> |

### SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

|                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nom et adresse du Fabricant /<br><i>Name and adress of manufacturer</i>                                                                    |  | Usage Unique /<br><i>single use</i>                                               |
|  | Numéro de lot du produit /<br><i>Product's batch</i>                                                                                       |  | Dispositif médical /<br><i>Medical device</i>                                     |
|  | Date de fabrication /<br><i>Manufacturing date</i>                                                                                         |  | XX numéro organisme notifié /<br><i>CE certification xx= notified body number</i> |
|  | Référence produit /<br><i>Reference</i>                                                                                                    |  | Craint l'humidité /<br><i>Is afraid of moisture</i>                               |
|  | Stérilisé par oxyde d'éthylène /<br><i>Sterilizes by ethylene oxyde</i>                                                                    |  | Conserver à l'abri du soleil /<br><i>Keep out of the sun</i>                      |
|  | Représentant européen /<br><i>European Representant</i>                                                                                    |  | Importateur /<br><i>Importer</i>                                                  |
|  | Marchandise à manipuler avec soin /<br><i>Handling with care</i>                                                                           |  | Date limite d'utilisation /<br><i>Expiry date</i>                                 |
|  | Identifiant unique du produit<br>représenté par un datamatrix /<br><i>Unique identifier of the product<br/>represented by a datamatrix</i> |  | Ne pas ouvrir si endommagé /<br><i>do not open if damaged</i>                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                            |  | Ne pas restériliser /<br><i>Do not resterilize</i>                                |

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.  
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

## **CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS**

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.  
/ Store in a clean, dry place, away from light.

Péremption : 5 ans après la date de fabrication / 5 years after production date

## **CONDITIONS DE STÉRILISATION / STERILIZATION CONDITIONS**

Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène / Product sterilized by ethylene oxide

## **VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT**



**IMPORTATEUR et DISTRIBUTEUR / IMPORTER and DISTRIBUTOR**  
MEDISTOCK