

TG[®]

Jersey tubulaire

REF : 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24005, 24006, 24030, 24031

PRODUIT :

REF 24000 Tg[®], Jersey tubulaire, 20 m x 1,4 cm, taille 1, doigt, orteil.
 REF 24001 Tg[®], Jersey tubulaire, 20 m x 2,3 cm, taille 2, doigts, orteils.
 REF 24002 Tg[®], Jersey tubulaire, 20 m x 3 cm, taille 3, attelle de doigts, bras enfant.
 REF 24003 Tg[®], Jersey tubulaire, 20 m x 5,5 cm, taille 5, bras adulte, jambe enfant.
 REF 24004 Tg[®], Jersey tubulaire, 20 m x 6,5 cm, taille 6, bras, jambe adulte.
 REF 24005 Tg[®], Jersey tubulaire, 20 m x 7 cm, taille 7, cuisse, attelle de bras, tête enfant.
 REF 24006 Tg[®], Jersey tubulaire, 20 m x 8,5 cm, taille 9, tête, cuisse.
 REF 24030 Tg[®], Jersey tubulaire, 20 m x 16 cm, taille K1, tronc étroit.
 REF 24031 Tg[®], Jersey tubulaire, 20 m x 21 cm, taille K2, tronc fort.

COMPOSITION :

67 % coton et 33 % viscose.

CARACTERISTIQUES :

De couleur blanche, sous la forme d'un bandage tubulaire tricoté, donc ne présentant pas de couture, extensible dans le sens de la largeur,

Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Rouleau de 10 m ou 20 m sous boîte distributrice.

Tg [®] , Jersey tubulaire						
REF	Longueur	Largeur	Taille	Indication	Conditionnement de base	Carton Standard
24000	20 m	1,4 cm	1	Doigt, orteil	1 rouleau	20 rouleaux
24001	20 m	2,3 cm	2	Doigts, orteils	1 rouleau	20 rouleaux
24002	20 m	3 cm	3	Attelle de doigts, bras enfant	1 rouleau	10 rouleaux
24003	20 m	5,5 cm	5	Bras adulte, jambe enfant	1 rouleau	10 rouleaux
24004	20 m	6,5 cm	6	Bras, jambe adulte	1 rouleau	10 rouleaux
24005	20 m	7 cm	7	Cuisse, attelle de bras, tête enfant	1 rouleau	18 rouleaux
24006	20 m	8,5 cm	9	Tête, cuisse	1 rouleau	12 rouleaux
24030	10 m	16 cm	K1	Tronc étroit	1 rouleau	10 rouleaux
24031	10 m	21 cm	K2	Tronc fort	1 rouleau	10 rouleaux

INDICATIONS :

Pour le maintien de bandages dans des zones difficiles comme membres, tête, thorax, doigts et autres.
 Pour la protection de l'épiderme comme sous-couches pour les plâtre et les dispositifs d'immobilisation non plâtrés.

MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Possibilité d'utiliser un applicateur.
Usage unique.

STERILISATION :

Produit non stérile.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Dans leur emballage protecteur, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

VALIDITE DU PRODUIT :

5 ans si les conditions de stockage sont respectées.