

Velpeau® Strips | Sutures adhésives stériles

L&R REF 190855, 190856, 190857

Août 2023

1. Composition du produit

La bande de fermeture de plaie est fabriquée à partir de tissus non-tissés avec des fils de fibre de polyester renforcés adhérant à un tissu enduit de colle, et doublée d'une couche de papier protecteur enduit de silicone.

La fiche produit est valable pour les articles suivants :

REF	Produit
190855	VELPEAU Strips sut adh 0,3x7,5cm B/5 LPP
190856	VELPEAU Strips sut adh 0,6x7,5cm B/3 LPP
190857	VELPEAU Strips sut adh 0,6x10cm B/10 LPP

2. Structure et composition de l'emballage

2.1 Emballage de base / Unit Container

Bandes de fermeture de plaie (tissu non-tissé) dans un sachet (film PE), en boîte (carton sleeve), avec perforation européenne = unité de vente

REF	Strips	Papier protecteur avec bandes de fermeture de plaie	Unité de vente (UC = sales unit)
190855	5	1 (1x 5 strips)	5 pièces
190856	3	1 (1x 3 strips)	3 pièces
190857	10	2 (2 x 5 strips)	10 pièces

2.2 Emballage commercial / Shelf Container

Carton

REF	SC
190855	500 pièces
190856	300 pièces
190857	1.000 pièces

2.3 Emballage d'envoi / Transit Container

Carton double en carton ondulé

REF	Contenu	TC
190855	Boîte de 5 strips : 0,3 x 7,5 cm 400 btes de 5 (2.000 pièces)	2.000 pièces
190856	Boîte de 3 strips : 0,6 x 7,5 cm 400 btes de 3 (1.200 pièces)	1.200 pièces
190857	Boîte de 10 strips : 0,6 x 10 cm 400 btes de 10 (4.000 pièces)	4.000 pièces

3. Production

Les bandes de fermeture de plaie sont fabriquées dans des conditions hygiéniques et emballées conformément à la description de l'emballage.

4. Description du produit

Bandes de fermeture de plaie stériles, auto-adhésives, indiquées pour la fermeture cutanée des petites plaies, de plaies post-opératoires, de coupures et de plaies par lacération, ainsi que pour soulager les cicatrices récentes après l'enlèvement des points, sur des parties du corps très mobilisées.

5. Propriétés

- pour la fermeture cutanée des petites plaies, plaies post-opératoires, plaies par lacération et plaies ouvertes
- protègent, ferment et aident à la guérison des petites coupures et plaies
- pour la fixation et le soin de la surface de la plaie après la suture, des plaies superficielles sur la surface de la peau et des plaies après le retrait des points de suture
- également pour l'utilisation sur peau fine ou sensible et en complément des suture cutanées
- réduit la formation de cicatrice par rapport au traitement standard
- retrait peu douloureux
- recouvert d'une matière adhésive hypoallergénique
- bonne adhérence / adhérence sûre
- renforcé
- repositionnable
- respirant
- déperlant
- formule sans latex
- découpable

6. Utilisation prévue

Elle est utilisée par les institutions médicales pour la fixation et le soin de la surface de la plaie après la suture, et par des non-professionnels pour le traitement de plaies superficielles sur la surface de la peau et de la plaie après le retrait de la suture.

7. Attribution / Classification

Les bandes de fermeture de plaie sont des dispositifs médicaux de classe Is selon la règle 4, conformément au Règlement 2017/745 (MDR).

8. Stabilité

Dans des conditions de stockage appropriées (au sec, à l'abri de la poussière et de la lumière du soleil), la durée de conservation du produit est de 5 ans à compter de la date de fabrication.

9. Élimination

L'utilisateur doit respecter les lois, normes et directives nationales en vigueur concernant l'élimination des déchets du secteur médical.

Les exigences nationales doivent également être prises en compte lors de l'élimination des matériaux d'emballage.

10. Fabricant légale

Zhende Medical Co., Ltd.
Gaobu Town, 312035
Shaoxing, Zhejiang, Chine

11. Distributeur

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Westerwaldstraße 4
56579 Rengsdorf, Allemagne

12. Date

08.2023