


SET DE POSE DE STERILETS INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE DEVICE PLACEMENT

DESCRIPTION / <i>DESCRIPTION</i>	Permet de réaliser l'opération d'insertion, pose et retrait de stérilet intra-utérin <i>Allows the insertion and removal of intrauterine IUDs to be performed</i>
REGLEMENTATION / <i>REGULATIONS</i>	Dispositif médical classe Is / Medical device class Is MDD 93/42/CEE
COMPOSITION / <i>COMPOSITION</i>	1 hystéromètre, 1 pince pozzi palmer, 1 pince de cheron et 1 paire de ciseaux long <i>1 hystrometer, 1 pozzi forceps, 1 cheron forceps and 1 pair of long scissors</i>

REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

Référence / <i>Reference</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Conditionnement / <i>Packaging</i>
M50330		50 sets / carton

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Dispositif médical / <i>Medical device</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		XX numéro organisme notifié / <i>CE certification xx= notified body number</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Craint l'humidité / <i>Is afraid of moisture</i>
	Stérilisé par oxyde d'éthylène / <i>Sterilizes by ethylene oxyde</i>		Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>
	Représentant européen / <i>European Representant</i>		Importateur / <i>Importer</i>
	Marchandise à manipuler avec soin / <i>Handling with care</i>		Date limite d'utilisation / <i>Expiry date</i>
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i>		Ne pas ouvrir si endommagé / <i>do not open if damaged</i>
			Ne pas restériliser / <i>Do not resterilize</i>

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ *The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.*

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.
/ Store in a clean, dry place, away from light.

Péremption : 5 ans après la date de fabrication / 5 years after production date

CONDITIONS DE STÉRILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène / Product sterilized by ethylene oxide

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



IMPORTATEUR et DISTRIBUTEUR / IMPORTER and DISTRIBUTOR
MEDISTOCK