

## Tapis de gymnastique 200 x 100 cm - DIMA

### Codes produits :

Référence 2365

### caractéristiques du produit :

Longueur: 200 cm  
Largeur: 100 cm  
Épaisseur: 4 cm  
Épaisseur: 3 cm  
Épaisseur: 5 cm  
Matière: Mousse + housse  
Coloris: Bleu  
Type: Tapis



### Description brève du produit :

Tapis de gymnastique 200x100 cm DIMA, idéal pour des exercices de rééducation incluant du travail au sol. Mousse dense, antidérapant, norme NF EN 12503, disponible en 3, 4 ou 5 cm d'épaisseur au choix.

### Description du produit :

Le **tapis de gymnastique 200 x 100 cm DIMA** est l'équipement incontournable pour les séances de rééducation incluant du travail au sol. Conçu pour un usage intensif en centres de rééducation, collectivités, milieu scolaire, ou environnements sportifs, ce tapis polyvalent garantit confort, sécurité et durabilité. Que ce soit pour des séances de gymnastique, d'éducation motrice ou des exercices de rééducation, il répond parfaitement aux besoins des professionnels et des utilisateurs.

Fabriqué en mousse polyéthylène dense, ce tapis allie légèreté et dynamisme pour offrir une excellente absorption des impacts lors des réceptions sur le tapis. Son dessous antidérapant assure une parfaite adhérence au sol, tandis que son dessus en grain cuir offre une accroche optimale et un contact agréable.

Certifié conforme aux normes de sécurité NF EN 12503 et NF S54-300, ce tapis est conçu avec un tissu Tergal 1000 deniers classé non feu M2, garantissant une utilisation en toute sécurité et sans phtalates.

### Les principaux avantages du tapis gymnastique DIMA

- Mousse ferme et légère.
- Dessous : antidérapant.
- Dessus : grain cuir pour un maintien optimal et une bonne accroche.
- Fabriqué en France avec des matériaux durables et sécurisés.
- Adapté à un usage intensif en collectivité, milieu scolaire et environnements sportifs.
- Conforme aux normes de sécurité NF EN 12503 et NF S54-300.

## Les caractéristiques des tapis de gymnastique DIMA

- Dimensions : 200 x 100 cm
- Épaisseur : 3, 4 ou 5 cm au choix.
- Coloris : bleu.
- Matière : mousse polyéthylène dense.
- Tissu : Tergal 1000 deniers, classé non feu M2, sans phtalates.

### Attributs du produit :

Épaisseur: 3 cm, 4 cm, 5 cm