

Tapis de gymnastique associatif 200 x 100 cm - DIMA

Codes produits :

Référence 2368

caractéristiques du produit :

Longueur: 200 cm
Largeur: 100 cm
Épaisseur: 4 cm
Épaisseur: 3 cm
Épaisseur: 5 cm
Matière: Mousse + housse
Coloris: Bleu
Type: Tapis associatif



Description brève du produit :

Tapis de gymnastique associatif 200x100 cm DIMA, idéal pour la rééducation et le travail au sol. Doté de bavettes velcro de 5 cm sur tout le périmètre du tapis, pour assemblage sécurisé, mousse dense et normes NF EN 12503.

Description du produit :

Attributs du produit :

Epaisseur: 3 cm, 4 cm, 5 cm