

Poutre de rééducation en mousse DIMA - 3 étages

Codes produits :

Référence 236501

caractéristiques du produit :

Longueur: 100 cm
Largeur: 30 cm
Hauteur: 45 cm
Épaisseur: 15 cm
Matière: Mousse + housse
Coloris: Bleu
Type: Poutre



Description brève du produit :

Améliorez l'équilibre et la mobilité de vos patients avec la poutre de rééducation en mousse 3 étages de chez DIMA. Modulable et sécurisée, elle simule la montée d'escalier et est idéale pour la rééducation post-opératoire, due à des traumatismes ou pour les personnes âgées. Largeur 30 cm.

Description du produit :

La **poutre de rééducation en mousse 3 étages DIMA** est un outil essentiel pour travailler l'équilibre, la mobilité et l'autonomie, en particulier chez les personnes âgées. Grâce à son design modulaire, il est possible d'ajouter une ou deux marches à l'aide de velcros ultra-résistants, permettant ainsi de simuler les montées d'escalier en toute sécurité.

Cet équipement polyvalent est composé de trois éléments qui s'assemblent solidement grâce à un système d'accroche velcro. Sa conception en mousse offre une surface confortable et sécurisante, idéale pour les exercices de rééducation et d'équilibre.

Les principaux avantages de la poutre de rééducation en mousse 3 étages

- Travail ciblé de l'équilibre et de la mobilité.
- Simulation sécurisée des montées d'escalier.
- Design modulaire avec velcros pour un usage flexible.
- Adaptée à la rééducation des personnes âgées et au maintien de l'autonomie.

Pour toutes les étapes de la rééducation



Avec des barres de marche

Pour les patients en début de rééducation, des barres de marches peuvent être installées de part et d'autres des poutres de rééducation, pou apporter un soutien supplémentaire en cas de perte d'équilibre.



Simulation d'escaliers

Lorsque les 3 parties sont scratchées les unes sur les autres, vous permettez à vos patients de travailler leur mobilité en simulant une montée d'escaliers. Si besoin, une canne peut être utilisée en renfort.



Travail de l'équilibre

En gardant uniquement la poutre la plus longue, vous pouvez travailler l'équilibre de vos patients, sur un ou deux pieds.

Les caractéristiques de la poutre de rééducation en mousse DIMA - 3 étages

	Longueur	Largeur	Hauteur
Étage 1	2 m	30 cm	15 cm
Étage 2	1 m	30 cm	15 cm
Étage 3	50 cm	30 cm	15 cm

- Fabriqué en France.

Attributs du produit :