

## Poutre basse d'équilibre 3,6 m - DIMA

### Codes produits :

Référence 236504

### caractéristiques du produit :

Longueur: 3,6 m  
Largeur: 10 cm  
Hauteur: 30 cm  
Matière: Aluminium  
Matière: Mousse + housse



### Description brève du produit :

Poutre basse d'équilibre idéale pour la rééducation en kinésithérapie. Favorise le travail de la proprioception et de la motricité en toute sécurité grâce à sa conception stable et proche du sol. Placée à 30 cm de hauteur, cette poutre permet de travailler l'équilibre sans prendre de gros risques.

### Description du produit :

La **poutre basse d'équilibre** est un équipement conçu pour accompagner les séances de rééducation en cabinet de kinésithérapie. Idéale pour le travail de la proprioception et de la motricité, elle permet d'exercer l'équilibre en toute sécurité, grâce à sa proximité avec le sol qui réduit l'appréhension des patients.

Fabriquée en aluminium indéformable de 5 mm d'épaisseur, cette poutre offre une rigidité optimale. Sa surface de réception est équipée d'une mousse de 5 mm, recouverte d'un tissu Tergal 1000 deniers grain cuir, classé Non Feu M2, garantissant confort et durabilité. Les pieds antidérapants assurent une parfaite stabilité, sans marquer les sols. Avec une largeur d'évolution de 10 cm et une hauteur fixe de 30 cm, elle est parfaitement adaptée aux exercices d'équilibre et de coordination.

### Les caractéristiques de la poutre basse d'équilibre

- Longueur : 3,6 m.
- Largeur d'évolution : 10 cm.
- Hauteur fixe : 30 cm.
- Fabriqué en France.

### Attributs du produit :

