

## Matelas de sécurité DIMA - 20 cm

### Codes produits :

Référence 2367

### caractéristiques du produit :

Longueur: 240 cm  
Longueur: 400 cm  
Longueur: 360 cm  
Longueur: 200 cm  
Longueur: 300 cm  
Longueur: 250 cm  
Largeur: 150 cm  
Largeur: 120 cm  
Largeur: 200 cm  
Épaisseur: 20 cm  
Matière: Mousse + housse  
Coloris: Bleu  
Type: Matelas



### Description brève du produit :

Matelas de sécurité DIMA, 20 cm d'épaisseur, disponible en 7 dimensions différentes. Idéal pour la rééducation et la réathlétisation en kinésithérapie. Confortable, stable et durable, avec mousse haute densité, housse antidérapante et poignées intégrées.

### Description du produit :

Le **matelas de sécurité DIMA de 20 cm d'épaisseur** est un outil de rééducation particulièrement pratique en réathlétisation, dans des centres de rééducation ou cabinets de kinésithérapie. Polyvalent et pratique, il offre un excellent confort pour les exercices au sol, tout en étant facilement transportable de par son poids léger.

Doté d'une mousse polyuréthane haute densité, ce matelas garantit une absorption efficace des impacts, essentielle pour les exercices de réathlétisation et de récupération fonctionnelle. De plus, ce modèle sert également de matelas de réception pour amortir les sauts.

Sa housse amovible, avec un dessus grain cuir et un dessous antidérapant, assure une stabilité optimale et une utilisation sécurisée. Les poignées indéchirables cousues avec soin facilitent le transport. Certifié NF EN 12503 et fabriqué en tissu Tergal 1000 deniers classé non feu M2 et sans phtalates, il répond aux exigences des professionnels.

### Les principaux avantages du matelas de sécurité DIMA 20 cm d'épaisseur :

- Léger : facile à transporter et à installer.
- Mousse polyuréthane noble haute densité.
- Housse amovible avec fermeture à glissière sur 3 côtés.
  - Dessus : grain cuir.
  - Dessous : antidérapant.
- Doté de 4 poignées de manutention indéchirables, cousues avec 8 piqures dans l'épaisseur du matelas.
- Certifié non feu et sans phtalates.

## 7 dimensions disponibles

**200 x 120 cm**

**200 x 150 cm**

**240 x 200 cm**

**250 x 200 cm**

**300 x 200 cm**

**360 x 200 cm**

**400 x 200 cm**

## Les caractéristiques du matelas de sécurité DIMA

- Épaisseur : 20 cm.
- Matière : mousse polyuréthane noble haute densité + toile en tissu Tergal 1000 deniers.
- Norme : NF EN 12503 / Toiles : NF M2.

### Attributs du produit :

Dimensions: 200 x 120 cm, 200 x 150 cm, 240 x 200 cm, 250 x 200 cm, 300 x 200 cm, 360 x 200 cm, 400 x 200 cm