

Matelas de sécurité pliable DIMA - 20 cm



Codes produits :

Référence 2366

caractéristiques du produit :

Longueur: 240 cm
Longueur: 400 cm
Largeur: 200 cm
Épaisseur: 20 cm
Matière: Mousse + housse
Coloris: Bleu
Type: Matelas

Description brève du produit :

Matelas de sécurité pliable de 10 cm d'épaisseur, disponible en deux dimensions différentes, de taille importante. Ce produit est idéal pour la rééducation, la réathlétisation en cabinet de kinésithérapie et la réception de sauts. Confortable, sécurisé et facile à transporter grâce à sa mousse haute densité et sa housse antidérapante.

Description du produit :

Le **matelas de sécurité pliable de 20 cm d'épaisseur à plat**, est un outil de rééducation particulièrement pratique en réathlétisation, dans des centres de rééducation ou cabinets de kinésithérapie. Polyvalent et pratique, il offre un excellent confort pour les exercices au sol, tout en étant facilement transportable grâce à son design repliable sans séparation, permettant un encombrement minimal.

Doté d'une mousse polyuréthane haute densité, ce matelas garantit une absorption efficace des impacts, essentielle pour les exercices de réathlétisation et de récupération fonctionnelle. De plus, ce modèle sert également de matelas de réception pour amortir les sauts.

Sa housse amovible, avec un dessus grain cuir et un dessous antidérapant, assure une stabilité optimale et une utilisation sécurisée. Les poignées indéchirables cousues avec soin facilitent le transport, tandis que son assemblage monté sur sangle type ceinture de sécurité renforce sa durabilité. Certifié NF EN 12503 et fabriqué en tissu Tergal 1000 deniers classé non feu M2 et sans phtalates, il répond aux exigences des professionnels.

Les principaux avantages du matelas de sécurité pliable DIMA 20 cm d'épaisseur :

- Léger : facile à transporter et à installer.
- Mousse polyuréthane noble haute densité.
- Housse amovible avec fermeture à glissière sur 3 côtés.

- Dessus : grain cuir.
- Dessous : antidérapant.
- Pliure renforcée : repliable sans aucune séparation.
- Doté de 4 poignées de manutention indéchirables, cousues avec 8 piqures dans l'épaisseur du matelas.
- Certifié non feu et sans phtalates.

2 dimensions disponibles

240 x 200 cm

400 x 200 cm

Les caractéristiques du matelas de sécurité pliable DIMA

- Épaisseur ouvert : 20 cm.
- Épaisseur plié : 40 cm.
- Matière : mousse polyuréthane noble haute densité + toile en tissu Tergal 1000 deniers.

Attributs du produit :

Dimensions: 240 x 200 cm, 400 x 200 cm