

Matelas de sécurité pliable DIMA - 10 cm



Codes produits :

Référence 236506

caractéristiques du produit :

Longueur: 200 cm

Largeur: 100 cm

Épaisseur: 10 cm

Matière: Mousse + housse

Coloris: Bleu

Type: Matelas

Description brève du produit :

Matelas de sécurité pliable 200 x 100 cm, 10 cm d'épaisseur, idéal pour la rééducation, la réathlétisation en cabinet de kinésithérapie et la réception de sauts. Confortable, sécurisé et facile à transporter grâce à sa mousse haute densité et sa housse antidérapante.

Description du produit :

Le **matelas de sécurité pliable 200 x 100 cm, de 10 cm d'épaisseur à plat**, est un outil de rééducation particulièrement pratique en réathlétisation, dans des centres de rééducation ou cabinets de kinésithérapie. Polyvalent et pratique, il offre un excellent confort pour les exercices au sol, tout en étant facilement transportable grâce à son design repliable sans séparation, permettant un encombrement minimal.

Doté d'une mousse polyuréthane haute densité, ce matelas garantit une absorption efficace des impacts, essentielle pour les exercices de réathlétisation et de récupération fonctionnelle. De plus, ce modèle sert également de matelas de réception pour amortir les sauts.

Sa housse amovible, avec un dessus grain cuir et un dessous antidérapant, assure une stabilité optimale et une utilisation sécurisée. Les poignées indéchirables cousues avec soin facilitent le transport, tandis que son assemblage monté sur sangle type ceinture de sécurité renforce sa durabilité. Certifié NF EN 12503 et fabriqué en tissu Tergal 1000 deniers classé non feu M2 et sans phtalates, il répond aux exigences des professionnels.

Les principaux avantages du matelas de sécurité pliable DIMA 10 cm d'épaisseur :

- Léger : facile à transporter et à installer.
- Mousse polyuréthane noble haute densité.
- Housse amovible avec fermeture à glissière sur 3 côtés.

- Dessus : grain cuir.
- Dessous : antidérapant.
- Pliure renforcée : repliable sans aucune séparation.
- Doté de 4 poignées de manutention indéchirables, cousues avec 8 piqures dans l'épaisseur du matelas.
- Certifié non feu et sans phtalates.

Les caractéristiques du matelas de sécurité pliable DIMA

- Dimensions ouvert : 200 x 100 cm.
- Épaisseur ouvert : 10 cm.
- Dimensions plié : 100 x 100 cm.
- Épaisseur plié : 20 cm.
- Matière : mousse polyuréthane noble haute densité + toile en tissu Tergal 1000 deniers.

Attributs du produit :