



Référence : 28230000

Carré de soin amd
ultra doux jetable
30x30 cm - 50 g / m²
Produit SANS LATEX



Descriptif

- Article à usage Unique
- Couleur : blanc
- Carré de soin spunlace uni
- Dimensions du produit (+/- 5%) : **Taille** Unique **Largeur en mm** 300 **Longueur en mm** 300

Conditionnement

Spécification du produit	Référence	Unités/ Sachet	Sachets/ Carton	Unités/ Carton	Code EAN sachet	Code EAN carton
	28230000	50	44	2200	3701116402173	13701116402170

Sachet imprimé à marque amd, carton neutre + étiquette amd

Conditions normales de conservation & de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil – stockage entre – 5° C et 40° C

Précautions particulières : Usage unique

Caractéristiques du produit

Composition : spunlace uni 50% viscose – 50% polyester

Non-tissé blanc ultra doux, très absorbant, très souple, résistant, et non pelucheux (évite les fibres résiduelles) – pliage en 4

Sans latex

Grammage : (+/- 2) : 50g/m²

Absorption moyenne de liquide : 1100% - Temps d'absorption : < 3 sec.

Usage : article d'hygiène pour toilette patient en établissement de soins

La viscose dont il est composé lui apporte une grande capacité d'absorption tandis que le polyester le rend plus résistant au déchirement.

Sachet hygiénique x50 protégeant de la poussière et des liquides évitant ainsi la contamination lors du stockage.

Carrés jetables après usage pour réduire le risque de contamination croisée et d'infections d'origine hospitalière.

Fabrication française - Les matières 1ères sont d'origine Française ou Européenne afin de limiter l'émission de CO2 lors les transports.

Résistance Physique MD : 95N – CD: 18N

Allongement avant rupture MD: 23% - CD : 140% (+/- 5%)

Agréé contact alimentaire