

# FICHE TECHNIQUE

*Trousse extérieure*

LABORATOIRES GILBERT

## TROUSSE EXTERIEURE

### DESCRIPTION

---

Trousse de secours contenant un ensemble de moyens pratiques et thérapeutiques simples destinés à donner les premiers soins en cas de nécessité.



### DIMENSIONS

---

La trousse possède les dimensions suivantes : **180 X 120 X 70 mm.**

## COMPOSITION

---

La trousse extérieure est composée des éléments suivants :

- \* 1 trousse
- \* 1 cartonnnette inventaire
- \* 1 notice d'utilisation
- \* 1 paire de gants vinyle
- \* 1 paire de ciseaux rouges
- \* 1 pince à écharde
- \* 10 pansements classiques (5 au format 19 x 72 mm ; 5 au format 25 x 72 mm)
- \* 6 pansements ampoules (3 au format 20 x 65 mm ; 3 au format 34 x 54 mm)
- \* 10 compresses de gaze 100% coton 5 x 5 cm
- \* 1 bande extensible 400 x 7 cm
- \* 1 rouleau de sparadrap sécable 500 x 1,25 cm
- \* 1 pansement absorbant stérile
- \* 10 unidoses de 5 ml chlorhexidine aqueuse 0,5%
- \* 5 unidoses de 5 ml de sérum physiologique
- \* 1 couverture de survie

## RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE MARCHÉ ET PAYS D'ASSEMBLAGE

---

### **Nom et adresse de l'assembleur :**

Laboratoires Gilbert  
928 Avenue du Général de Gaulle  
14200 Hérouville Saint-Clair

Le produit est assemblé en FRANCE.