

Bavoir pour adulte 380 x 660 mm

DESCRIPTION	Bavoir 2 plis - sans adhesifs
Référence	28500000
Longueur (cm) +/- 20 mm	66
Largeur (cm) +/- 10 mm	38
Profondeur poche (cm) +/- 15 mm	10
Grammage NT (g/m ²) *	18
Epaisseur PE (mm) *	0,014
Poids (g) *	9,85 (max. 11,0 / min. 8,50)
Taille	unique
CONDITIONNEMENT	
Nb d'unités/ sachet	100
Nb de sachets / carton	6
Nb d'unités / carton	600
Nb de cartons / palette	66
Dimensions externes carton (mm)	398 x 398 x 208
Dimensions palette (cm)	80 x 120

* Tolérance +/- 15%

Caractéristiques

- ✓ **Composition** : Papier tissu fabriqué à partir de pâte TCF, doublé d'un voile imperméable en polyéthylène
- ✓ **Poche** de récupération réversible
- ✓ **Fermeture** nouée avec liens d'attache et forme de col arrondi

