

Bande adhésive rigide - Strappal

Codes produits :

Référence 5234

caractéristiques du produit :

Longueur: 10 m
Largeur: 4 cm
Largeur: 2,5 cm
Matière: Viscose
Matière: (Sans latex)
Coloris: Blanc



Description brève du produit :

Bande adhésive rigide Strappal : adhésion durable, hypoallergénique, 100% viscose et sans latex. Idéale pour la contention articulaire et les traumatismes sportifs, elle assure un maintien rigide et efficace tout en respectant les peaux sensibles.

Description du produit :

Bande adhésive rigide Strappal - Maintien et contention

La bande adhésive non élastique Strappal est spécialement conçue pour assurer un maintien rigide et durable des articulations et des muscles. Plébiscitée en traumatologie et en rééducation, elle est idéale pour la contention articulaire rigide et les tractions adhésives continues. Utilisée seule ou en complément d'une bande de contention souple, elle offre un renforcement efficace en cas d'instabilité articulaire ou de traumatisme.

Avantages principaux de la bande adhésive rigide Strappal

- Maintien rigide et efficace : Idéale pour la contention articulaire et les tractions adhésives.
- Adhésivité prolongée : Assure une fixation durable, même en cas d'activité physique intense.
- Hypoallergénique et sans latex : Convient aux peaux sensibles et limite les risques d'allergies.
- Facile à découper : Bords dentelés permettant une découpe à la main sans ciseaux.
- Polyvalente : Utilisation en traumatologie, strapping sportif et rééducation.
- Support résistant : Fibranne inextensible garantissant une excellente tenue.
- Utilisable seule ou en complément : Peut renforcer une contention adhésive souple préexistante.
- Disponible en plusieurs tailles : Adaptable aux besoins spécifiques des professionnels de santé. 2,5 ou 4 cm de largeur.

La bande adhésive rigide Strappal assure une fixation durable grâce à sa masse adhésive à l'oxyde de zinc, **sans latex**, ce qui la rend **idéale pour les peaux sensibles et minimise les risques d'allergies**. Conçue en fibranne

100 % viscosse, elle offre un **maintien rigide optimal**, parfait pour immobiliser les articulations fragilisées, que ce soit dans le cadre de traumatismes sportifs (chevilles, poignets, doigts) ou en rééducation. Particulièrement recommandée dans des sports comme le handball, le volley-ball ou le basketball, elle permet un blocage efficace des articulations tout en évitant une immobilisation stricte.

Facilité d'application

Avec ses bords dentelés, la bande Strappal se découpe facilement à la main, permettant une utilisation rapide et efficace, notamment pour des interventions sur le terrain. Il est important de ne pas appliquer la bande en circulaire complète pour éviter un effet de garrot.

Polyvalence et recommandations d'utilisation

Strappal peut être utilisée seule ou en complément d'autres bandes de contention. Elle est disponible en largeurs de 2,5 cm ou 4 cm et convient à de nombreuses applications, que ce soit pour la fixation de pansements ou le strapping sportif. Avant application, il est recommandé que la peau soit propre et sèche. En cas de radiographie, il est préférable de retirer la bande.

Avec sa forte adhérence, sa résistance et sa facilité d'utilisation, Strappal est un outil essentiel pour les kinésithérapeutes et médecins du sport, et s'intègre parfaitement dans les protocoles de rééducation et de traitement des traumatismes.

Les caractéristiques des bandes adhésives rigides Strappal

- Longueur de la bande : 10 m.
- Largeur de la bande : 2,5 ou 4 cm au choix.
- Coloris : blanc.
- Matière : 100% viscosse.

Produit vendu à l'unité.

Attributs du produit :

Largeur: 2,5 cm, 4 cm