

Bande cohésive légère - Co Plus LF



Codes produits :

Référence 5236

caractéristiques du produit :

Longueur: 4,5 m
Largeur: 10 cm
Largeur: 5 cm
Largeur: 7,5 cm
Largeur: 2,5 cm
Matière: (Sans latex)
Coloris: Blanc

Description brève du produit :

La bande cohésive Co Plus offre une compression légère à moyenne, idéale pour les pathologies articulaires, musculaires et veineuses. Sans latex, réutilisable et confortable, elle est parfaite pour la phlébologie et la fixation de pansements. Sans latex.

NB : le modèle 2,5 cm de largeur est vendu par lot de 2 bandes.

Description du produit :

Bande Cohésive Légère Co Plus LF - Compression et Contention Douce et Efficace

La bande cohésive Co Plus LF est conçue pour offrir une contention légère à moyenne, idéale pour le traitement des pathologies articulaires, musculaires, tendineuses et ligamentaires. Spécialement fabriquée sans latex, elle convient à tous les patients, même ceux ayant des sensibilités ou des allergies au latex. Fabriquée en France par BSN Medical, cette bande est parfaite pour les traitements compressifs en phlébologie, en particulier pour la gestion de l'insuffisance veineuse des membres inférieurs. Grâce à ses propriétés élastiques et cohésives, elle peut être réutilisée de nombreuses fois.

Avantages principaux de la bande cohésive légère Co Plus

- **Compression légère à moyenne** : Parfaite pour les pathologies articulaires, musculaires et tendineuses, ainsi que pour la phlébologie.
- **Sans latex** : Idéale pour les personnes sensibles ou allergiques au latex.
- **Auto-adhésive** : Adhère uniquement sur elle-même, ne colle pas à la peau ni aux vêtements.
- **Élasticité optimale** : Élasticité longitudinale de 100 à 150 %, assurant une compression confortable et efficace.
- **Réutilisable** : Propriétés cohésives longue durée pour une réutilisation sans perte d'efficacité.

- **Confortable et stable** : S'adapte à toutes les morphologies, ne rétrécit pas en largeur pour éviter tout risque de garrot.
- **Aéré et anti-macération** : Son support aéré permet l'évacuation de l'humidité, minimisant le risque de macération de la peau.

Utilisation et caractéristiques

La bande Co Plus LF est idéale pour la prévention et le traitement de l'insuffisance veineuse, ainsi que pour les bandages compressifs en cas de traumatismes musculaires ou articulaires. Elle est particulièrement recommandée pour la fixation de pansements et le maintien de dispositifs médicaux, tout en étant parfaitement adaptée pour maintenir une poche de froid en urgence, notamment dans les sports. La bande est facile à utiliser et à découper à la main pour une application rapide. Elle conserve son efficacité pendant plusieurs jours, offrant à la fois confort et maintien.

Précautions d'emploi et conseils d'utilisation

Il est important de ne pas appliquer la bande Co Plus LF en tension maximale pour éviter toute gêne ou restriction circulatoire. De plus, elle ne doit être utilisée que par un seul patient, conformément aux recommandations sanitaires. Veillez à stocker la bande dans un endroit propre, sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil, et ne pas la laver.

Indications

- **Traumatologie** : Contention articulaire, ligamentaire, tendineuse et musculaire.
- **Phlébologie** : Traitement de l'insuffisance veineuse du membre inférieur.
- **Fixation** : Maintien de pansements, dispositifs médicaux, ou poches de froid en urgence.
- **Prévention des lésions musculaires** : Prévention et traitement dans les sports.

Les caractéristiques des bandes cohésives Co Plus

- Longueur de la bande : 4,5 m.
- Largeur de la bande au choix : 2,5 / 5 / 7,5 / 10 cm.
- Coloris : blanc.
- Matière : (*sans latex*).
- Norme : dispositif CE médical de classe I.

Produit vendu à l'unité.

Attributs du produit :

Largeur: 2,5 cm, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm