

Bande cohésive forte - Tensoplus

Codes produits :

Référence 5239

caractéristiques du produit :

Longueur: 3 m
Largeur: 10 cm
Largeur: 8 cm
Matière: Coton
Matière: Caoutchouc
Matière: Viscose
Matière: Élasthane
Coloris: Blanc



Description brève du produit :

Bande cohésive forte Tensoplus : maintien et compression pour articulations et muscles. Auto-adhésive, repositionnable, lavable et réutilisable. Rouleau de 3 m de longueur, disponible en 8 ou 10 cm de largeur.

Description du produit :

Bande cohésive forte Tensoplus : maintien, compression et confort

La bande cohésive forte Tensoplus est une solution de contention et de compression efficace pour les articulations, les muscles et les tendons. Conçue pour un soutien optimal sans adhérer à la peau, elle est idéale en cas d'entorses, de foulures ou de douleurs musculaires. Réutilisable et repositionnable, elle garantit un confort durable tout en facilitant l'application.

Avantages principaux de la bande cohésive forte Tensoplus

- **Soutien et compression contrôlée** : stabilise les muscles et les articulations.
- **Auto-adhésive** : adhère sur elle-même sans coller à la peau.
- **Repositionnable et sécable** : ajustement facile sans besoin de ciseaux.
- **Respirante et confortable** : limite la transpiration pendant l'effort.
- **Lavable et réutilisable** : conservation des propriétés même après lavage à 30°C.
- **Convient aux peaux sensibles** : sans colle irritante.

Utilisation et caractéristiques

La bande de contention Tensoplus est polyvalente et s'adapte à divers besoins. Elle permet de stabiliser les articulations et les muscles en cas de pathologies ou de traumatismes. Son élasticité assure une compression modérée, utile en angiophlébologie. Elle est aussi efficace pour maintenir un pansement en place sans coller à la peau, tout en offrant un confort optimal lors de la reprise d'activité physique.

Précautions d'emploi et conseils d'utilisation

Il est recommandé de ne pas appliquer la bande en tension maximale afin d'éviter une compression excessive. En raison de la présence de latex, elle ne doit pas être utilisée par les personnes allergiques à cette matière. Pour une adhérence optimale, il est conseillé de l'appliquer sur une peau propre et sèche.

Indications

- Contention souple pour pathologies articulaires, tendineuses et ligamentaires.
- Compression musculaire pour traumatologie et récupération.
- Traitement compressif en angiophlébologie.
- Fixation de pansements et dispositifs médicaux.

Les caractéristiques des bandes cohésives fortes Tensoplus

- Longueur de la bande : 3 m.
- Largeur de la bande au choix : 8 cm ou 10 cm.
- Coloris : blanc.
- Matière : coton, viscose et élasthane recouvert d'une masse adhésive en caoutchouc naturel (latex).

Produit vendu à l'unité.

Attributs du produit :

Largeur: 8 cm , 10 cm