

MoliCare® Premium Bed mat 8 gouttes

Alèse de protection

Référence	Taille	Code EAN carton	Code EAN demi-palette	Code EAN palette
161086	40 x 60 cm	4052199508597	4052199538822	4052199514529
161087	60 x 60 cm	4052199515298	4052199538839	4052199515304
161088	60 x 90 cm	4052199508610	4052199538938	4052199514536
161089	60 x 90 cm - Display	N.A.	N.A.	4052199518534



Produit

Alèse de protection constituée d'un coussin absorbant en cellulose, recouvert d'un voile de surface en nontissé hydrophile et d'un film externe en polyéthylène vert imperméable.

Testé sous contrôle dermatologique.

Indications / Classification

Pour les soins d'incontinence quel que soit le degré d'incontinence de la personne, utilisées par les aidants ou les professionnels de santé.

MoliCare® Premium Bed mat 8 gouttes est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

- Un nontissé externe, hydrophile, recouvrant la totalité de la surface
- Un voile de cellulose diffuseur *
- Un coussin absorbant constitué de cellulose
- Un film externe en polyéthylène de couleur vert imperméable
- L'ensemble est collé par de la colle type Hotmelt

* sauf 40 x 60 xm

Caractéristiques :

Référence	Poids total du change
161086	32,5g +/-10%
161087	60,7g +/-10%
161088	94,2g +/-10%
161089	94,2 g +/-10%

Performances :

Référence	Absorption ISO 11948-1*
161086	658 ml
161087	991 ml
161088	1407 ml
161089	1407 ml

*Ces mesures sont effectuées par un laboratoire indépendant.

Absence de latex.



Lieu de fabrication : France

Présentation / Conditionnement

En sachet polyéthylène.

Référence	Taille	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
161086	40 x 60 cm	30	6	36
161087	60 x 60 cm	30	4	28
161088	60 x 90 cm	30	4	24
161089	60 x 90 cm - Display	30	N.A.	80 sachets/display

Référence	Taille	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
161086	40 x 60 cm	180 x 130 x 290 mm	590 x 398 x 198 mm	1200 x 800 x 1932 mm
161087	60 x 60 cm	240 x 190 x 290 mm	595 x 395 x 256 mm	1200 x 800 x 1942 mm
161088	60 x 90 cm	284 x 190 x 290 mm	595 x 395 x 300 mm	1200 x 800 x 1950 mm
161089	60 x 90 cm - Display	284 x 190 x 290 mm	N.A.	1200 x 800 x 1602 mm