

## FICHE TECHNIQUE

# iD Protect Plus

5801660300 (60 - 60 cm)



### DIMENSIONS (mm)

Longueur totale	595 mm
Largeur totale	595 mm
Longueur tampon	535 mm
Largeur tampon	535 mm

### TOLERANCE

+/- 5 mm  
+/- 5 mm  
+/- 5 mm  
+/- 5 mm

### POIDS (g)

Poids total	30 g
-------------	------

### TOLERANCE

+/- 10%

### COMPOSITION

Fibre	100% cellulose
Voile intérieur	polypropylène hydrophile
Enveloppe extérieure	Non-tissé blanc imprimé bleu "iD Protect PLUS"
Gauffrage	canaux
Fabriquée en Europe	

### PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948  
(ROTHWELL)

### ABSORPTION

500 - 580 ml

### CONDITIONNEMENT

Sachet	30 alèses
Carton	4 sachets
Palette	54 cartons

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.



CE

**Ontex**