



Modèle	JT100	TB100
Enzyme	FAD-GDH	GOD
Hématocrit	0 - 70%	35 - 55%
Echantillon de test	Sang total capillaire et veineux	Sang total capillaire
Taille de l'échantillon	0,5µL	0,5µL
Ejection de la lancette	✓	✗
Durée de vie des bandelettes	Minimum 24 mois à la livraison	Minimum 18 mois à la livraison
Ouverture du flacon de bandelettes	12 mois après ouverture	3 mois après ouverture
Unité de mesure	mg/dL ou mmol/L	mg/dL ou mmol/L
Moyenne des mesures	7/14/30 jours	7/14/30 jours
Plage de mesure	10-630mg/dL (0,56-35mmol/L)	20-600mg/dL (1,1-33,3mmol/L)
Alarmes de rappel	4 sets	4 sets
port externe	USB-C	Mini USB prise
Alimentation	2 piles AAA	pile CR2032
Durée de vie de la pile	Environ 1000 tests	Environ 1000 tests
Dimension	106 x 66 x 20mm	92 x 58 x 19
Poids	65g sans les piles	60g sans les piles