

TENA Bed Normal



Dénomination	Alèse absorbante	
Dimension (+/- 7%)	60 x 60 cm	60 x 90 cm
Référence	770044	770046
Code ACL/EAN	7322540729443	7322540729733
Poids total (+/- 7%)	42g	64g

Données Laboratoire

Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	920 ml	1310 ml
--	--------	---------

Tolérance Cutanée

Protection à usage unique
Testé dermatologiquement / Sans Latex

CONDITIONNEMENT		
	Nbre de pièces / sachet	40
Nbre de sachets / carton	4	4
Nbre cartons / palette	24	24
Poids du carton (kg)	7,33	9,51
Volume carton (m ³)	0,074	0,074
Site de production	Fabriqué dans l'Union Européenne	

COMPOSITION

MATELAS	Le matelas de pulpe de cellulose assure l'absorption des liquides. Une feuille de cellulose favorise la diffusion.	
	Poids du matelas (g)	30 g

FILM EXTERIEUR	Intraversable, souple, silencieux et résistant	
	Couleur	Bleu
Composition	Polyéthylène / Polypropylène	
Poids (g/m ²)	15 g/m ²	

NON TISSE	Hydrophile, perméable, doux et résistant	
	Composition	Spunbonded Polypropylène
Poids (g/m ²)	12g/m ²	

Bénéfices Produit

Identification	Sachet : information produit et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Protection : information produit et de l'absorption (code couleur). Carton : identification du code produit
Confort	Testé dermatologiquement

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.
Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.

09/06/2016