

CuraMotion Exer 3 - Pédalier membres supérieurs

Codes produits :

Référence 244762

caractéristiques du produit :

Zones travaillées: Membres supérieurs
Données affichées: Temps
Données affichées: Nbre de mouvements
Données affichées: Calories
Données affichées: Cadence
Longueur: 70 cm
Largeur: 38 cm
Hauteur: 37 cm
Poids: 9 kg



Description brève du produit :

Curamotion Exer 2 — Pédalier pour membres supérieurs : Appareil de rééducation à poser sur une table, doté de quatre pieds antidérapants, d'une rotation bidirectionnelle, d'une manivelle adaptable et d'un bras réglable en longueur. Idéal pour les exercices de mobilisation.

Description du produit :

Le CuraMotion Exer 3 est un pédalier pour un entraînement des membres supérieurs par rotation.

Les objectifs du CuraMotion Exer 3

- Favoriser la circulation sanguine.
- Renforcer les muscles.
- Réaliser des mouvements articulaires.
- Augmenter l'amplitude des mouvements des jointures des muscles.

L'appareil dispose à cette occasion d'un écran LCD donnant de nombreuses indications sur la progression et la performance de vos patients lors de leurs entraînements.

Les équipements du pédalier CuraMotion Exer 3

- Rotation bidirectionnelle.
- Écran LCD avec affichage de nombreux paramètres.
- L'appareil est livré avec

[Données affichées](#)

- Temps d'exercice

- Calories brûlées
- Nombre de rotation
- Rotations par minute

Les caractéristiques du CuraMotion Exer 3

- Résistance magnétique réglable.
- Système de freinage : aucun. *Lorsque l'utilisateur s'arrête, l'appareil s'arrête également.*
- Dimensions : 37 x 38 x 70 cm.
- Poids : 9 kg.

Attributs du produit :