

TENA protège-drap standard

MAJ 02/11/2015

Dénomination

Taille (+/- 7%)

Référence

Code ACL/EAN

Protection de literie

80 x 175 cm

774453

80 x 210 cm

774454

CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / carton	100	100
	Nbre cartons / palette	28*	28*
	Poids du carton (kg)	10,869kg	12,853kg
	Volume carton (m ³)	0,059m ³	0,056m ³
	Site de production	Gemerska Horka (Slovaquie)	

FILM EXTERIEU	Intraversable, souple et résistant	
	Composition	Polyéthylène
	Poids (g/m ²)	11,2 g/m ²

FEUILLE ABSORBANTE	Renfort de fils de nylon longitudinaux	
	Bords enduits de paraffine pour éviter les débordements	
	Composition	65% Pulpe Chimique 35% Pulpe Chimique Thermo Mécanique
Poids (g/m ²)	29g/m ²	

**Information non contractuelle*

Ce dispositif médical de classe 1 est un produit de santé réglementé qui porte, à ce titre, le marquage CE