

**Fauteuil releveur
1 moteur
OREL**



- Ref. La Centrale Médicale
- 1605532020 OREL 1M Anthracite
 - 1605532060 OREL 1M Bleu
 - 1605532470 OREL 1M Taupe
 - 1605532040 OREL 1M Truffe

Durée de la garantie commerciale	Garantie moteur, transformateur, télécommande, mécanisme : 2 ans à compter de la date d'achat initiale de l'utilisateur final, sous condition que le fauteuil soit dans son emballage d'origine et n'ait pas été déballé avant la livraison à l'utilisateur final.	
Nomenclature douanière	9401719000	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Revêtement	Tissu 100% polyester Serie Kenya, 0595.1058 ANTHRACITE	
Coloris	Serie Kenya, 0595.1046 BLEU Serie Kenya, 0595.1068 TAUPE Serie Kenya, 0595.1048 TAUPE	
Poids maximal utilisateur	130 kg	
Poids net du fauteuil	40 Kg	
DIMENSIONS (cm) Tolérance +/- 2 à 3 cm		
Hauteur hors tout	110 cm	
Largeur hors tout	71 cm	
Profondeur hors tout	90 cm	
Largeur d'assise	50 cm	
Profondeur d'assise	51 cm	
Hauteur d'assise	50 cm	
Longueur en extension complète	171 cm	
DENSITES MOUSSES		
Mousse d'assise	Polyuréthane 30 kg/m ³	
Mousse de dossier	Rembourrage en fibres polyester siliconées	
Mousse d'accoudoirs	30 kg/m ³	
Mousse de repose-jambes	25 kg/m ³	
CHASSIS EN BOIS		
Matériau de l'assise	Bois de pin contreplaqué	
Matériau du dossier	Panneau contreplaqué en peuplier	
Matériau des accoudoirs	Panneau contreplaqué en peuplier	
Suspensions de l'assise	3 ressorts zig zag diamètre 5mm	
MECANISME - CHASSIS		
Matériau	Acier, traitement époxy	
Patins	6 patins à hauteur réglable	
Plaque anti-pincement doigts	Matière plastique, plaque articulée sur les ciseaux du repose-jambes	
MOTORISATION		
Motorisation	1 moteur	
Marque	JDR	
Marquage CE	Oui	
Spécifications techniques	Etiquette moteur ci-contre	

TRANSFORMATEUR	
Marque	JDR
Marquage CE	Oui
Prise secteur	Fiche plate, 2 broches, 2.5A 250V
	
TELECOMMANDE	
Marque	JDR
Type	Filaire, câble spiralé, 2 touches
Récepteur USB	sans récepteur USB
	
ETIQUETAGE	
Code-barres EAN	Sans code-barres
Numéro de série sur le fauteuil	1 étiquette placée à l'arrière du mécanisme-chassis
	
NOTICE D'UTILISATION	
Manuel d'utilisation	Langue française
	
EMBALLAGE	
Conditionnement	1 pc / carton
Marquage carton	Dimensions : 78 x 74 x 66 cm Poids brut : 45 kg Poids net : 40 kg Volume : 0.38 m3
CONDITIONS DE STOCKAGE	
Température en entreposage	Entre 5 degrés C. à maximum 45 degrés C.
Température en opération	De 10 degrés à maximum 50 degrés
PIECES DETACHEES	
Moteur	
Transformateur avec cables d'alimentation	
Télécommande	