

REF : CL001-02-03

## HOUSSE INTEGRALE DE MATELAS



### Housse Intégrale en CLINICARE NF M1

Réalisée en CLINICARE NF M1 jersey polyester enduit de polyuréthane anti-feu M1.

Très hygiénique

Imperméable et respirant. Convient particulièrement pour la protection des matelas à prévention d'escarres en mousse haute résilience et visco-élastique. Intervient directement comme support dans la thérapie contre l'escarre.

Protection longue durée du matelas, convient également en housse de rechange.

Utilisée à l'hôpital, en collectivité, et en maintien à domicile.

Houssage facile grâce à son ouverture par fermeture à glissière sur 1 longueur et 1 largeur.

Imperméable, très bonne résistance aux lavages fréquents en machine à 95°C.

Couleur : bleu roi-gris anthracite

CL002 Housse Intégrale CLINICARE M1 90x190x15-17 cm

CL004 Housse Intégrale CLINICARE M1 90x200x15-17 cm

Autres dimensions nous consulter



Sarl GetC CLINIBED

1, rue Leuridan-Noclain

59150 Wattrelos

[clinibed@clinibed.com](mailto:clinibed@clinibed.com)

Tél: 03 20 02 23 60 Fax : 03 20 02 23 50

[www.clinibed.com](http://www.clinibed.com)