

## Test de 9 chevilles Jamar - test de dextérité

### Codes produits :

Référence 241515

### caractéristiques du produit :



### Description brève du produit :

Test dextérité 9 chevilles Jamar : évalue coordination fine, œil-main et suivi d'instructions. Idéal en rééducation, bilan fonctionnel ou neuro-moteur.

### Description du produit :

## Test de dextérité - 9 chevilles Jamar®

Le **test de dextérité Jamar® à 9 chevilles** est un outil simple et efficace **pour l'évaluation de la motricité fine, de la coordination œil-main et de la capacité à suivre des instructions simples**. Ce test standardisé consiste à insérer puis retirer 9 chevilles le plus rapidement possible dans une planche perforée, permettant une mesure précise des fonctions motrices.

La planche est conçue pour garantir une distance constante entre la main et les chevilles, avec des trous espacés de 31 mm. Le kit inclut un chronomètre, un manuel multilingue (dont le français), et toutes les pièces peuvent être désinfectées facilement, assurant un usage hygiénique en cabinet ou en milieu hospitalier.

Idéal pour la rééducation, les bilans fonctionnels ou les évaluations neuro-motrices.

## Les équipements du test de dextérité 9 chevilles - Jamar

- 1 planche perforée de 9 trous.
- 9 chevilles en plastique.
- 1 chronomètre.
- 1 manuel multilingue (dont le français).

**Attributs du produit :**