

Tensiomètre électronique au Poignet MICROLIFE W70 BT (Bluetooth)

REF : DMIC0095



DESCRIPTION- CARACTERISTIQUES

Tensiomètre poignet connecté avec technologie Comfort+



Détection des arythmies

La technologie IHB permet d'alerter en cas de détection d'éventuelles arythmies cardiaques.



Microlife Connected Health+

L'application pour smartphone Connected Health + vous permet de mieux suivre votre tension.



Technologie Comfort+

Prise de mesure confortable et ultra-rapide pendant le gonflage

Caractéristiques

- Prise de mesure silencieuse
- Indicateur permettant de bien positionner le poignet au niveau du cœur
- 2 utilisateurs
- 99 mesures enregistrées
- Indicateur de bonne installation pour vérifier le positionnement du bracelet
- Bracelet souple taille L (13,5–21,5 cm)
- Réglage Date et heure

DEVASET

655, rue Pierre Simon Laplace – 13 290 Aix-en-Provence - France | infos@devaset.com | www.devaset.com