

## UltraRehab<sup>2</sup> - Appareil à ultrasons



### Codes produits :

Référence 155130

### caractéristiques du produit :

Utilisation: Ultrasonothérapie  
Canaux: 1 voie  
Forme d'onde: Pulsé  
Forme d'onde: Continu  
Nbre de programmes: 105  
Intensité ultrasonique: 0 à 2 W/cm<sup>2</sup> en continu  
Intensité ultrasonique: 0 à 3 W/cm<sup>2</sup> en pulsé  
Fréquences: 1 MHz  
Fréquences: 3 MHz  
Longueur: 28 cm  
Largeur: 20 cm  
Hauteur: 15 cm  
Poids: 2 kg  
Alimentation: Secteur  
Garantie: 1 an

### Description brève du produit :

L'UltraRehab<sup>2</sup> est un appareil à ultrasons professionnel, unique permettant une personnalisation aisée et contenant de nombreux programmes cliniques contribuant à un traitement rapide et efficace.

### Description du produit :

Découvrez l'**UltraRehab<sup>2</sup>**, l'**appareil à ultrasons** de la marque **Kinova Pro by FIRN**. Il offre un traitement manuel direct sans nécessité de passer par des programmes prédéfinis. Grâce à sa fonction de paramétrage libre et mémorisable, vous avez le contrôle total sur votre thérapie. Son écran LCD tactile couleur de 5 pouces, accompagné d'un guide d'utilisation détaillé pour chaque programme et schéma explicatif, rend son utilisation intuitive et efficace. L'appareil à ultrasons UltraRehab<sup>2</sup> offre une expérience de traitement ultrasonique sans pareille, où la personnalisation et la facilité d'utilisation se conjuguent pour des résultats optimaux.

## Les atouts de l'appareil à l'ultrason UltraRehab<sup>2</sup>

- **2 modes** : pulsé et continu.
- **2 connexions ultrasoniques** sont disponibles afin d'éviter de débrancher vos dispositifs. Il est important de noter qu'une seule tête peut être utilisée simultanément.
- **25 programmes préétablis**, avec liste par nom de la pathologie.
- Chaque programme contient un guide détaillé d'utilisation.
- **Personnalisation** aisée : 80 programmes personnalisables.
- **Mode manuel** : pour réaliser des traitements directs sans passer par les programmes.
- Paramétrage libre et mémorisable.
- Écran LCD tactile couleur 5" avec guide d'utilisation pour chaque programme et écorché.
- 1 tête de traitement 5 cm<sup>2</sup> bi-fréquence 1 ou 3 MHz, étanche et doté d'un contrôleur de contact.

## Console intuitive



Extrêmement intuitif grâce à son écran couleur tactile, l'appareil UltraRehab<sup>2</sup> est l'appareil le plus facile d'utilisation du marché.

Chaque programme comporte un guide détaillé d'utilisation ainsi qu'une illustration anatomique sous forme d'écorché aidant le thérapeute dans son traitement.

En option, l'ultrason UltraRehab<sup>2</sup> dispose d'un guéridon spécifique roulant très pratique avec différents rangements.

## 2 canaux de branchement / 1 canal d'utilisation

L'appareil UltraRehab<sup>2</sup> est doté de 2 canaux de branchement, bien que seul 1 canal puisse être utilisé à la fois. Cette fonctionnalité permet de ne pas avoir à débrancher les différentes têtes de traitement, simplifiant ainsi le processus et offrant une expérience plus fluide lors de l'utilisation de multiples accessoires.

## Les caractéristiques de l'appareil à ultrasons UltraRehab<sup>2</sup> de Kinova Pro

- Modes d'émission : pulsé et continu.
- Canaux : 2 voies de branchement, mais 1 voie d'utilisation simultanée.
- Puissance max :
  - En mode continu : 2 W/cm<sup>2</sup>.
  - En mode pulsé : 3 W/cm<sup>2</sup>.
- Fréquences ultrasoniques : 1 et 3 MHz.
- Cycles de service variables (16 Hz, 48 Hz et 100 Hz).
- Programmes : 25 préétablis + 80 personnalisés.
- Alimentation : secteur 230 V/ 50 Hz.
- Dimensions : 28 x 20 x 15 cm.
- Poids : 2 kg.
- Garantie : 1 an (tête et appareil).

*Livré avec : 1 tête 5 cm<sup>2</sup> bi-fréquence 1 ou 3 MHz, 1 support pour tête d'échographie, 1câble d'alimentation et 1 manuel utilisateur.*

## Attributs du produit :