

Table Série 102 - Standard




Descriptif Technique

SERIE 102 - Standard

- . Table fixe **2 plans** avec **emplacement visage**
- . Dossier mécanique **proclive** réglable
- . Mousse confort haute densité - Epaisseur : 5 cm
- . Sellerie agrafée en bords tendus
- . Hauteur : 82 cm
- . **4 pieds amovibles**
- . Facile à transporter
- . Charge maximale : 150 Kg
- . Poids table : 39 Kg

Garantie : 1 an

Différents coloris possibles (cf. nuancier)
Couleur Châssis : Blanc Pur



- 11020401** Blackbeard
- 11020402** Mocca
- 11020403** True Blue
- 11020404** Cherry
- 11020405** Yellow
- 11020406** White Cap
- 11020407** Gris Perle

