

Haltère hexagonale

Codes produits :

Référence 2328

caractéristiques du produit :



Description brève du produit :

Haltère hexagonale Sveltus en caoutchouc, antiroulis et résistante. Idéale pour la rééducation et le renforcement en cabinet de kinésithérapie.

Description du produit :

Haltère hexagonale Sveltus - Rééducation, renforcement, proprioception

L'**haltère hexagonale Sveltus** est un incontournable pour les exercices de renforcement musculaire et la rééducation fonctionnelle. Spécialement conçue pour un usage professionnel, elle est parfaitement adaptée aux cabinets de kinésithérapie, centres de rééducation ou salles de sport santé.

Un design pensé pour la stabilité et la sécurité

Grâce à sa forme hexagonale (6 faces), cette haltère reste stable au sol et évite tout roulement pendant ou entre les exercices. De plus, son revêtement en caoutchouc haute résistance protège vos sols, absorbe les chocs et réduit les nuisances sonores, pour un usage confortable au quotidien.

Prise en main optimale

La poignée chromée ergonomique avec zone antiglisse offre une excellente préhension, même lors de séances intensives.

Son grip assure précision et confort, pour un travail sécurisant, quel que soit le niveau de votre patient.

Pour quel usage ?

- ✓ Renforcement musculaire progressif
- ✓ Travail proprioceptif et postural
- ✓ Rééducation post-traumatique ou post-opératoire
- ✓ Exercices fonctionnels adaptés aux besoins de vos patients

☐☐ **Haltère vendue à l'unité** – disponible en plusieurs poids pour s'adapter à chaque protocole de soins.

Les haltères hexagonaux sont disponibles en différents poids

Poids	Longueur	Largueur	Hauteur	Diamètre poignée
1 kg	21 cm	7 cm	6 cm	2,5 cm
2 kg	23 cm	8 cm	7 cm	2,5 cm
4 kg	26,5 cm	10 cm	9 cm	2,5 cm
6 kg	29,7 cm	11 cm	9 cm	3,5 cm
8 kg	29,9 cm	13 cm	11,5 cm	3,5 cm
10 kg	31,5 cm	14 cm	12,5 cm	3,5 cm
12,5 kg	31,5 cm	15 cm	13 cm	3,5 cm
15 kg	33 cm	15,5 cm	15 cm	3,5 cm
17,5 kg	33,5 cm	16,5 cm	14,5 cm	3,5 cm
20 kg	34 cm	17,5 cm	15,5 cm	3,5 cm
22,5 kg	35 cm	18 cm	16 cm	3,5 cm
25 kg	36 cm	18,5 cm	16,5 cm	3,5 cm
27,5 kg	36,5 cm	19 cm	16,5 cm	3,5 cm
30 kg	37,5 cm	19,5 cm	17 cm	3,5 cm

Les caractéristiques des haltères hexagonaux

- Longueur poignée : 13 cm.
- Tolérance poids : +/- 5%.
- Matière : Acier / Caoutchouc / Fonte.
- Produit vendu à l'unité.

☐☐ L'astuce FIRN

Pensez à associer vos haltères hexagonales Sveltus avec :

- ✓ Des [dalles de sol professionnelles](#), pour protéger vos surfaces, limiter les bruits et garantir un confort optimal à chaque séance.
- ✓ Un [porte-haltères Sveltus](#), pour un rangement pratique et sécurisé dans votre cabinet.

☐☐ Des accessoires indispensables pour garder un espace de travail propre, organisé et durable.

Attributs du produit :

Poids: 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg, 12,5 kg, 15 kg, 17,5 kg, 20 kg, 22,5 kg, 25 kg, 27,5 kg, 30 kg