

GANTS D'EXAMEN MEDITRIL NITRILE NON POUVRE ROSE
MEDRITRIL Pink nitrile examination gloves powder free

DESCRIPTION <i>/ DESCRIPTION</i>	Gants d'examen à usage unique non poudré MEDITRIL. Ambidextres, non stériles, , sans latex. <i>/ MEDI-TRIL single-use powder-free examination gloves. Ambidextrous, non-sterile, latex-free.</i>
INDICATIONS <i>/ INDICATIONS</i>	Les gants médicaux sont des dispositifs de protection cutanée à usage unique utilisés lors de la réalisation de soins présentant un risque infectieux pour le soignant et/ou le patient. <i>/ Medical gloves are single-use skin protection devices used when providing care that presents an infectious risk for the caregiver and/or the patient.</i>
REGLEMENTATION <i>/ REGULATIONS</i>	Dispositif médical de classe I / <i>Class I medical device</i> RDM (UE) 2017/745 ASTM D6319 EN 455-1 / EN 455-2 / EN 455-3 / EN 455-4 EN 374-1 / EN 374-5
COMPOSITION <i>/ COMPOSITION</i>	Non poudré Bout des doigts texturé / <i>textured fingertips</i> Nitrile sans protéine ni latex <i>/ Powder-free</i> <i>Nitrile without protein or latex</i>

INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE

Taille <i>/Size</i>	Référence <i>Reference</i>	Poids du gant (g) <i>Glove weight (g)</i>	Largeur de la paume de la main (mm) <i>/Width of the palm of the hand (mm)</i>	Longueur (mm) <i>/length (mm)</i>
XS	A1431	3.0±0.2	70-79	≥ 240
S	A1432	3.3±0.2	80-89	≥ 240
M	A1433	3.5±0.2	90-99	≥ 240
L	A1434	3.8±0.2	100-109	≥ 240

Couleur (Color)	Rose / Pink	AQL	1.5
Ambidextre <i>(ambidextrous)</i>	Oui / Yes		

PROPRIETES PHYSIQUES & BIOLOGIQUES / BIOLOGICAL & PHYSICAL PROPERTIES

Emplacement de la mesure <i>Location of thickness measurement</i>	Paroi simple (mm) <i>Single wall (mm)</i>
Doigt / <i>Finger</i>	≥0.10
Paume / <i>Palm</i>	≥0.06
Cuff / <i>Manchette</i>	≥0.05

	Avant vieillissement <i>(before aging)</i>	Après vieillissement <i>(after aging)</i>
Elongation (%) <i>(elongation at break)</i>	≥500%	≥400%
Résistance traction (MPa) <i>(Tensile Strength)</i>	≥14MPa	≥14MPa
Force à la rupture (N) <i>(Force at break)</i>	≥6N	≥6N



















Taux de protéines / *protein rate* : Max. 50 µg/dm²

CONDITIONNEMENT / PACKAGING

100 gants ± 2 par boîte. 10 boîtes / carton

100 gloves ± 2 per box. 10 boxes per carton

SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

	Nom et adresse du Fabricant <i>/ Name and adress of manufacturer</i>		Usage Unique / <i>single use</i>
	Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>		Certification CE / <i>CE certification</i>
	Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>		XXX numéro organisme notifié / <i>CE certification xxx= notified body number</i>
	Référence produit / <i>Reference</i>		Craint l'humidité / <i>Is afraid of moisture</i>
	Dispositif médical / <i>Medical device</i>		Limite de température / <i>Temperature limit</i>
	Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix <i>/ Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i>		Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>
	Contact alimentaire / <i>food contact</i>		Ne contient pas de latex ou caoutchouc naturel / <i>Does not contain natural latex or rubber</i>
	Produit non stérile / <i>Non sterile product</i>		Date limite d'utilisation / <i>Expiry date</i>
	Marchandise à manipuler avec soin / <i>Handling with care</i>		Sens de stockage / <i>Storage orientation</i>

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière, entre 5°C et 40°C.
/ Store in a clean, dry place, away from light, between 5°C and 40°C.

Date de péremption : 5 ans après la date de fabrication.
/ Expiration date: 5 years after the date of manufacture.

CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS

Produit non stérile
/ Non sterile product.

VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT



FABRICANT / MANUFACTURER:
MEDISTOCK