



Gants en Nitrile AQL 1.5 – Non poudrés / Non stériles Couleur orange – Texturé « Diamond Shaped »



Conforme (UE) 10/2011

Caractéristiques du produit				
Conformité aux normes :	- Marque CE - Normes EN 420, EN 374 1/2/4/5, EN 16523-1 :2015 et Règlement (UE) 2016/425 - Conforme Norme EN 455-1/2/3			
Caractéristiques Physiques :	- Ambidextres - Surface « diamond-shaped » - Bord roulé			
		Taille M	Taille L	Taille XL
	Longueur (mm)	240	240	240
	Largeur (mm)	95 ± 5	105 ± 5	115 ± 5
	Épaisseur Paume (mm)	0.13 ± 0.03	0.13 ± 0.03	0.13 ± 0.03
	Épaisseur Doigt (mm)	0.16 ± 0.03	0.16 ± 0.03	0.16 ± 0.03
Caractéristiques Mécaniques :	Tailles M / L / XL		Avant vieillissement	Après vieillissement
	Elongation à la rupture (%)		500 % min	400 % min
	Résistance à la rupture (Megapascal)		15 Mpa	14 Mpa
Composants :	- Matière première : Carboxylate Acrylonitrile Butadiène - Traitement de la surface par chloration - Absence d’agents chimiques à la fin du processus			
Taux de protéines :	Ne contiennent pas de protéines de latex			

Conditionnement :	Unités de vente	Carton
	Colis de	10 boîtes de 50 pièces
	Dimensions d'une boîte (mm)	Long. 230 x Larg. 120 x Haut. 55
	Dimensions colis (mm)	Long. 288 x Larg. 252 x Haut. 240
	Volume colis	0.017 m3
	Type de palette	80 x 120 cm Europe
	Nombre de colis / palette	colis
	Plan de palettisation	rangs de colis
	Dimensions palette hors tout	long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. cm
	Origine	Chine

EAN	Référence	Spécification du produit	Code EAN 13 boîte	Code EAN 13 carton
	Q317ZME	T 7/8	3700178272717	3700178272724
	Q317ZLA	T 8/9	3700178272731	3700178272748
	Q317ZXL	T 9/10	3700178272755	3700178272762
Code douanier	39262011			

Version 20220322 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part.