

THERMOMÈTRES

Réf. BRA018

THERMOMÈTRE SANS CONTACT NTF 3000



BRAUN

Garantie · 2 ans · Garantie · 2 ans
2



THERMOMÈTRE SANS CONTACT NTF 3000

Le thermomètre sans contact NTF 3000 est pratique et précis pour toute la famille.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Mode Sans contact lorsque l'enfant dort
- ◆ Mode Contact pour prendre la température soi-même ou pour croiser le résultat obtenu en mode Sans contact si besoin de rassurance
- ◆ Le seul thermomètre frontal doté d'une technologie révolutionnaire, brevetée et cliniquement testée qui permet de capter 2 fois plus de chaleur corporelle comparé aux autres thermomètres traditionnels frontaux.
- ◆ Capteur de proximité : pour être à la bonne distance (jusqu'à 5 cm)
- ◆ Lumière de visée & graphiques explicatifs sur l'appareil : pour être au bon endroit
- ◆ Lecture en 2 secondes
- ◆ Ecran avec affichage tricolore FeverInSight
- ◆ Signale la fièvre
- ◆ Ecran rétro-éclairé pour lire les résultats dans l'obscurité
- ◆ Mode "Sans son" pour ne pas réveiller l'enfant
- ◆ Sûr et hygiénique
- ◆ Accessoires piles incluses

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------|---------------------|-----------------|
| ◆ Plages de mesure | : N/A | ◆ Humidité | : N/A | ◆ Alimentation | : Piles |
| ◆ Dimensions | : 205 x160 x 70mm | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : N/A |
| ◆ Poids | : 0.42kg | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : N/A |
| ◆ Température | : N/A | | | ◆ Code EAN | : 4022167300263 |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France