



## TENSIOMÈTRE LIAN DESSILLONS - MULTI BRASSARDS SOFT CUFF®

Ref. TS53000S



CE  
0459



13/11/2025 22:15:50 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**TENSIOMÈTRE LIAN DESSILLONS - MULTI  
BRASSARDS SOFT CUFF®****Ref. TS53000S**

- Avec le LIAN DESSILLONS et ses brassards Soft Cuff®, vous disposerez du coffret complet pour une mesure adaptée à chaque patient.

**Description**

- Le design arrondi facilite la prise en main, avec une molette en laiton ergonomique et esthétique, et un écran qui permet une lecture facile des informations.
- Son corps en aluminium, son boîtier en ABS et le "verre" incassable en polycarbonate en font un dispositif très résistant.
- Un mécanisme de précision horlogère offrant une précision graduée de 0 à 300 mmHg avec  $\pm 3$  mmHg sur toute la plage de mesure.
- Fabrication française. Mécanisme horloger allemand. Poire allemande.
- Les brassards Soft Cuff® avec poche sont très confortables et doux.

Livré avec des brassards de tailles différentes : Petit Adulte (S) (TS50003S), Adulte (M) (TS50004S), Adulte Large (L) (TS50005S).

**Caractéristiques**

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700468215486	Code douanier	90189010
Pays	France		

**MESURES**

Unité emballée / Largeur (cm)	7	Unité emballée / Hauteur (cm)	25
Unité emballée / Longueur (cm)	16	Unité emballée / Poids (kg)	nc

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

Température mini	10	Température maxi	70
Humidité mini	10	Humidité maxi	100

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**