

VITALIMATE MINI MONITEUR PATIENT SPO2 SPENGLER

Ref. MON001



CE
0123



10/11/2025 22:08:26 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

VITALIMATE MINI MONITEUR PATIENT SPO2 SPENGLER



Ref. MON001

VITALIMATE MINI SpO2 : Le moniteur portable pour tous les environnements de soins

Description

Le Vitalimate MINI mesure SpO2 et fréquence cardiaque s'utilise chez l'adulte, le patient pédiatrique et le patient néonatal.

- Ecran LCD haute définition de 3,5" (420x320 pixels). Affiche chiffres et forme d'onde pléthysmographique.
- Un socle double fonction. Il permet une recharge du moniteur pour 12 heures d'utilisation continue ou 24 heures si le moniteur est laissé sur le socle. C'est aussi une base de rangement, gardant le moniteur prêt à l'emploi.
- Alarmes sonores et visuelles paramétrables.
- Format compacte, facile à transporter: 280g, dimensions 175 x 85 x 32 mm

Contenu de la boîte: un moniteur, le socle, un capteur SpO2 rigide adulte, un chargeur USB et un manuel.

D'autres capteurs SpO2 réutilisables sont disponibles à l'achat séparément:

- Capteur clip adulte : référence MONI010
- Capteur clip pédiatrique : référence MONI010B
- Capteur clip néonatal : référence MONI010D
- Capteur clip oreille : référence MONI010E
- Capteur silicone adulte : référence MONI010A
- Capteur silicone pédiatrique : référence MONI010C

**VITALIMATE MINI MONITEUR PATIENT SPO2
SPENGLER**Ref. MON001**Caractéristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	6948309002025	Code douanier	9018193010
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	9	Unité emballée / Hauteur (cm)	33
Unité emballée / Longueur (cm)	22	Unité emballée / Poids (kg)	1.33
Unité nue / Poids (kg)	0.585		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	10	Humidité maxi	93

AUTRES CARACTÉRISTIQUES