

FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT

DISPO ICE SPRAY

DESCRIPTION DU PRODUIT

BOMBE DE FROID

CODE DU PRODUIT - DIMENSION

SP200DISPO24 - 200ML
SP400DISPO24 - 400ML



CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

INGRÉDIENTS: Isobutane, propane, butane, méthylal, myristate d'isopropyle, menthol.

Lot: imprimé sur la boîte.

DATE D' ECHEANCE: 5 années à partir de la date de production.

CLASSIFICATION

Dispositif médical de classe IIa

Classification selon l' annexe IX paragraphe III règle 9 de la Directive Européenne 93/42/CEE et successives modifications (directive 2007/47/CE incluse)

PRODUCTEUR

Dispotech srl Via Al Piano 29 23020 Gordona (SO)
Tel. 0343.36711 Fax 0343.36567 e-mail: info@dispotech.it

INDICATIONS - MODE D'EMPLOI

Utilisé pour soulager la douleur causée par des traumatismes, des contusions, des chutes ou des foulures, et dans tous les cas nécessitant une cryothérapie et une application de froid. Son effet anesthésiant induit par le refroidissement de la zone contusionnée permet la reprise rapide de l'activité sportive. Secouer avant utilisation. Pulvériser le produit sur la zone concernée en gardant une distance d'au moins 20 cm pendant 3/4 secondes. Répéter l'application si nécessaire.

STOCKAGE

Stocker à température ambiante, tenir loin de sources de chaleur et de substances inflammables. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

PCS/BOX 12 - 24

LAYERS PALLET


CARTON SIZE

PALLET SIZE

CARTON LAYER

PALLET WEIGHT

CARTON PALLET



SYMBOLES

Symboles selon la UNI CEI EN ISO 15223-1:2017



REVISION DATE

01/06/2021 - REV. 06

APPROVED BY

DG

DISPOTECH srl

via Al Piano 29, 23020 Gordona (SO), Tel. +39 0343 36711, Fax +39 0343 36567 – info@dispotech.it, www.dispotech.com
Cap. Soc. € 1.500.000,00 i.v. - P. IVA 00672170149 - R.E.A. 47213 C.C.I.A.A. di SO - Uff Reg. Imp. SO 00672170149

