

GARROT ÉLECTRONIQUE EASY PUMP® DUAL NOUVELLE GÉNÉRATION À 2 CIRCUITS DE PRESSION RÉGULÉE DDM

Ref. G10904

DDM



CE
0459



02/12/2025 21:33:14 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GARROT ÉLECTRONIQUE EASY PUMP® DUAL NOUVELLE GÉNÉRATION À 2 CIRCUITS DE PRESSION RÉGULÉE DDM

Ref. G10904



Le seul garrot électronique fabriqué en France!

Description

Le garrot EASY PUMP® DUAL est la nouvelle génération de garrot pneumatique électronique **DDM** qui permet l'obtention d'un champ opératoire exsangue en toute sécurité en chirurgie des membres inférieures. Conçu avec une amélioration technologique significative de l'interface par rapport à l'ancienne génération, il apporte à son utilisateur une facilité d'utilisation renforcée et une amélioration de la sécurité du patient.

un modèle avec 2 circuits pneumatiques indépendants : le EASY PUMP® DUAL G10904 pour utilisation avec un brassard simple ou double ou avec 2 brassards simples. Il permet ainsi le gonflage de 2 brassards à des pressions différentes dans le cadre de chirurgie bilatérale ou en Anesthésie Loco Régionale Intraveineuse : ALRIV ou IVRA.

Facile à utiliser et intuitif:

- Touches rapides de pré-réglages du temps, de la pression, des langues...
- Grand écran avec une haute résolution: 7" technologie IPS (1024 x 600) sans angle de vision.
- Luminosité intense (700cd/m²)
- icônes intuitives pour le paramétrage et l'utilisation.
- Zones clairement identifiées avec codes couleurs

Sécurité du patient

- Fonction LOP sans capteur SpO2, avec ajustement correcteur
- Autotest à l'allumage.
- Valeurs de temps et de pression pré-réglables par défaut et modifiables en cours d'intervention.
- Mode IVRA (=ALRIV: Anesthésie Loco-Régionale Intraveineuse) et fonction de guidage.
- Compensation en cas de fuite
- Alarmes visuelles et sonores.

**GARROT ÉLECTRONIQUE EASY PUMP®
DUAL NOUVELLE GÉNÉRATION À 2
CIRCUITS DE PRESSION RÉGULÉE DDM**



Ref. G10904

Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700468214960	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	19
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	25
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	30
Unité emballée / Poids (kg)	7.2	Unité nue / Poids (kg)	5.5

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	60
Humidité mini	20	Humidité maxi	80

AUTRES CARACTÉRISTIQUES