



Réf : J331PSM



Rouleaux de draps gaufrés collés pour table d'examen

Destination : Produit de confort réalisé dans une ouate double plis assemblée par procédé de gaufrage collage. Très résistant du fait de la méthode d'assemblage des plis. Le gaufrage confère à ce produit un confort d'utilisation optimum. Modèle au standard du marché actuel dans cette catégorie avec ses 135 formats prédécoupés. Pour tables de consultations médicales en cabinet ou milieu hospitalier – gynécologique, pédiatrie. Emballé sous film individuel qui garantit l'hygiène parfaite.

Correspondance : Néant



Caractéristiques du produit			
Dimensions :	Laize		60 cm
	Prédécoupe		35 cm
	Longueurs	Formats	47,25 m 135
	Diamètre intérieur mandrin		39 mm
	Diamètre extérieur		Environ 11,4 cm
Matière première :	Qualité ouate		Pure ouate de cellulose
	Couleur		Blanc
	Blancheur		Supérieur à 82%
	Traitement		Oui
	Aspect		Gaufré collé
	Nombre de plis		2
	Grammage par plis		18 gr/m ²
Conditionnement :	Marque commerciale		Sans marque
	Emballage		Étiquette neutre encre noir
	Unités de vente		Carton
	Colis de		9 rouleaux
	Poids net du colis		9 Kg 185
	Dimensions colis (mm)		Larg. 400 x Prof. 400 x Haut. 600
	Volume colis		0.096 m ³
	Type de palette		80 x 120 cm Europe
	Nombre de colis / palette		18 cartons
	Plan de palettisation		3 rangs de 6 colis
	Dimensions palette hors tout		long. 120 cm x larg. 93 cm x haut. 195 cm
	Origine		France

EAN	3700178237327
Code douanier	48189010

Version 20220412 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini, soumise à une tolérance de 5%.

