

## Tensiomètre électronique **BOSO Medicus Prestige S Professionnel** BO4810144



Le Medicus Prestige S Professionnel a été développé spécialement pour les besoins des cabinets médicaux avec une mesure professionnelle de la pression artérielle et un grand affichage des résultats à l'écran. La technologie de pompe intelligente assure un gonflage rapide et exact du brassard selon la pression individuelle, doux et sans repompage.

### Caractéristiques :

- Mesures précises au bras
- **Fonction de calcul de la moyenne des valeurs pour l'évaluation de la tension artérielle selon les normes de l'OMS**
- Détection des arythmies
- Mémoire : 90 mesures
- Pompage automatique intelligent pour les mesures sans repompage, capteur de mouvement
- Grand écran à contraste élevé affichant 3 valeurs à la fois
- Mode invité
- Fonction de triple vérification – mesure en série automatique à 3 reprises et calcul de la moyenne
- Accessoires inclus :
  - Brassard XS (16 à 22 cm)
  - Brassard standard (22 à 32 cm)
  - Brassard XL (32 à 48 cm)
  - Adaptateur secteur

4 piles alcalines AA comprises

Garantie 3 ans

Poids : 396 g (sans piles)

Dimensions : 140 mm x 65 mm x 105 mm

Code douanier : 90189010

Origine : Vietnam

EAN : 4002427004810



**BO4810144** BOSO-PRESTIGE S PROFESSIONNEL AVEC 3 BRASSARDS ET CHARGEUR

Accessoires :

**BO1434764** BRASSARD ADULTE 22-32CM

**BO1434756** BRASSARD OBESE GRIS TUBE 1 M 32-48CM

**BO1414771** BRASSARD ENFANT GRIS TUBE 1 M 16-22CM

**BO4107150** ADAPTATEUR SECTEUR