



AutoClean

Le laveur automatique par ultrasons de dernière génération en version tiroir

Séquences de décontamination, lavage, rinçage et séchage

AutoClean, le nettoyeur à ultrasons automatisé nouvelle génération, a été conçu pour simplifier et optimiser le traitement de votre instrumentation.

Avec son **réservoir grande capacité** de 19 L, il permet de nettoyer un volume important d'instruments en un seul cycle, tout en s'adaptant à votre activité grâce à sa **fonction demi-charge** (15 L en pleine charge, 9 L en demi-charge).

Entièrement automatique, AutoClean prend en charge les étapes de **trempage, nettoyage et séchage**, vous libérant d'un temps précieux au quotidien et garantissant un résultat constant et fiable.

Son **design moderne et élégant** s'intègre parfaitement dans tous les cabinets dentaires, alliant performance et esthétique.

Le **panneau de commande tactile**, simple et intuitif, permet de consulter l'historique d'utilisation et d'accéder à un **pilotage manuel des cycles**, pour une maîtrise totale selon vos besoins.

Il est disponible en **version encastrable** dans un caisson standard de 60 cm, ou avec un meuble optionnel permettant de le **posé au sol**.

AutoClean : efficacité, gain de temps et sérénité au service de votre cabinet.

- Cycle automatique ou manuel
- Utilisation économique (**concentration produits 1%**)
- Optimise le temps de l'assistante
- Encombrement réduit

