

# Chaise hygiénique 3 en 1 BLUE STEEL




**GARANTIE 2 ANS**  
POIDS SUPPORTE: 110 KG

La chaise Blue Steel 3 en 1 peut servir : de chaise percée, de rehausse WC et placée sur la cuvette des WC grâce à son système de réglage avec pieds télescopiques, elle s'utilise comme cadre de maintien. Elle est livrée avec un seau avec système de guidage pour l'usage sur les WC. Prêt à l'emploi, le cadre se déplie et se déplie en toute aisance. Il ne nécessite aucun outil pour son installation.

Matériaux : acier traité époxy, lunette, couvercle et accoudoirs en polypropylène

- > installation sans outil
- > seau avec guide
- > réglable en hauteur

Conditionnement :  
Carton de regroupement: 4  
Palette : 24



Plié

Seau et guide

## DIMENSIONS

	Blue steel
Hauteur totale	63/78.5 cm
Largeur entre accoudoirs	45 cm
Largeur hors tout	45 cm
Hauteur accoudoirs/ sol	54 cm
Hauteur assise sol	61/76 cm
Hauteur assise+dossier	43/58 cm
Profondeur assise	42 cm
Profondeur hors tout	54 cm
Poids	7.5 kg



## EAN, PRISE EN CHARGE

Référence	Désignation	Code EAN	LPPR TTC 1243302
380002	Chaise 3 en 1 Blue steel	3401044573920	102,62 €

