

MONITEURS DE SIGNES VITAUX

Réf. EDA078

MONITEUR EDAN M3A AVEC NIBP + SPO2




EDAN

Garantie 2 ans
2
Garantie 2 ans

MONITEURS DE SIGNES VITAUX

Réf. EDA078

DISPOSITIF
MÉDICAL

IIB



21 h



DIAGNOSTICS

MONITEUR EDAN M3A AVEC NIBP ET SPO2

Le **moniteur de signes vitaux EDAN M3A** est conçu pour répondre aux exigences des hôpitaux et des cliniques. Doté des fonctionnalités de **tensiomètre et d'oxymètre**, le M3A offre une flexibilité avec des modes automatique ou manuel, personnalisables selon les préférences de l'utilisateur. Utilisant une méthode de mesure oscillométrique, ce dispositif médical fournit des données précises sur les signes vitaux du patient. L'écran LCD large et rétroéclairé de 3.5 pouces garantit une lecture claire et précise des résultats, ce qui permet d'afficher les données de tension artérielle systolique et diastolique dans une plage étendue, couvrant les besoins des adultes, des enfants et des nourrissons, ainsi que le rythme cardiaque avec une fiabilité accrue et une précision de ± 3 bpm. L'EDAN M3A est équipé d'un système d'alarme intégré à trois niveaux, offrant des avertissements sonores, visuels et des descriptions pour une réactivité maximale. Son design ergonomique permet un accès facile aux principales fonctions, assurant une utilisation conviviale. De plus, la batterie rechargeable offre une autonomie impressionnante de 21 heures en continu, assurant un fonctionnement fiable tout au long de la journée. Les caractéristiques supplémentaires incluent une grande capacité de stockage des données sur la mémoire interne, une connectivité réseau LAN pour un accès facile aux données, un écran rétro-éclairé pour une meilleure lisibilité et une économie d'énergie, ainsi qu'un système d'appel d'urgence pour une réaction rapide en cas de besoin.

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Mesure la pression artérielle et la SpO2
- ♦ Écran LCD Haute définition 3,5' TFT
- ♦ Batterie rechargeable d'une autonomie de 21h
- ♦ Système d'alarme automatique
- ♦ Utilisable sur adultes, enfants et nourrissons
- ♦ Lecture facilitée par le rétroéclairage de l'écran
- ♦ Connectivité réseau LAN
- ♦ Fourni avec un capteur SpO2 et un brassard
- ♦ Options : stand à roulettes et logiciel de gestion

ACCESSOIRES

- ♦ **EDA027** : Pied à roulettes
- ♦ **EDA062** : Brassard néonatal (6-11 cm)
- ♦ **EDA017** : Brassard nourrisson (10-15 cm)
- ♦ **EDA016** : Brassard enfant (20,5-28 cm)
- ♦ **EDA021** : Brassard adulte (27-35 cm)
- ♦ **EDA015** : Brassard large (33-43 cm)
- ♦ **EDA009** : Capteur SpO2 néonatal
- ♦ **EDA022** : Capteur SpO2 usage unique néonatal
- ♦ **EDA023** : Capteur SpO2 jetable nourrisson
- ♦ **EDA024** : Capteur SpO2 jetable enfant
- ♦ **EDA025** : Capteur SpO2 jetable adulte
- ♦ **EDA116** : Sacoche

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ♦ Plages de mesure : 40- 240 BPM | ♦ Humidité (fonc.) : 15 % ~ 95 % HR | ♦ Alimentation rechargeable : Batterie |
| ♦ Dimensions (cm) : 17,4x23,5x18,9 | ♦ Pression : 70 ~ 106 kPa | ♦ Certifications : / |
| ♦ Poids : 2,4 kg | ♦ Protection eau et poussière : N/A | ♦ Organisme notifié : CE0123 |
| ♦ Température (fonc.): 0°C - 40°C | | |

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Moniteur de signes vitaux Edan M3A

Destination : Mesure des signes vitaux du patient

Fabricant : Edan Instruments Inc.

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : IIb

Mise à jour de cette fiche : 05/04/2024

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 35 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83

infos@frafito.net

655 Chemin du Roguez

Parc d'activités Roguez Village - Bât E

06670 Castagniers, France

www.frafito.net