



Dénomination	Bock à lavement souple
Référence COMED	16 200 02
Description générale	
GTIN	6971919468493
Tarif douanier	39229000
Origine	CHINE
Composition (matériaux)	PVC
Dimension (mm)	110 x 110 x 300 (déplié)
Epaisseur (mm)	
Contenance / Capacité (ml)	2000 ml
Poids net (g)	170
Coloris	Bleu
Résistance température (°C)	max 110°C
Température de stockage minimum (°C)	/
Température de stockage maximum (°C)	/
LATEX	N
PHTALATES	N
BISPHENOL A	N
Stérile	N
DEEE	N
Usage Unique	N
Dispositif médical	OUI : I
Informations complémentaires	Grande canule : 11,2 x 1,1 mm Petite canule : 7,3 x 0,7 mm Tuyau + robinet : 144 mm
Type de conditionnement	Sachet individuel
Dimensions conditionné (mm)	220 x 190 x 4
Poids conditionné (g)	170
Date de mise à jour	22/09/2025
SRN fabricant	
SRN représentant CE	
Soumis à l'éco-participation	0
Montant de l'éco-participation	0
Matière 1 EMB	PE

Informations et caractéristiques fournies à titre indicatif, non contractuelles

COMED SAS - Parc des Forges - 8 rue Louise Michel - 67200 STRASBOURG - France