





SMARTLED®

L'otoscope innovant MADE IN GERMANY en format de poche.



CE



Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

www.spengler.fr

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89
Mail : contact@spengler.fr

SMARTLED®



INNOVATION LED

Anneau de 6 LED (concentriques) placé à l'avant de l'otoscope permettant un champ de vision non limité.



LONGUE DURÉE DE VIE

Près de 100 000 heures avec un courant constant



STARTING PACK

20 spéculums inclus dans la boîte de notre SmartLed :
10 de 4mm et 10 de 2.5 mm.



VARIATEUR DE LUMINOSITÉ

Possibilité de faire varier la luminosité avec une simple pression longue.



ECLAIREMENT LUMINEUX

10 000 Lux



ARRÊT AUTOMATIQUE

Après 3 min de non utilisation



GROSSISSEMENT X3

Doté d'une loupe pivotante avec grossissement x3.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tête	Raccord de soufflerie Loupe pivotante	Pour otoscopie pneumatique Grossissement 3 fois Matière : PCNT
Manche	Matière	Aluminium et fibre de verre renforcée
Éclairage	Technologie Tension Durée de vie	LED 2,5 Volts 100 000 heures
Températures des couleurs	4.250 k	
CRI	>90	
Eclairage lumineux	environ 10 000 Lux	
Alimentation	Piles	2 piles AAA alcalines incluses
Accessoires	Fournis	20 spéculums jetables gris dont 10 de 2.5 mm et 10 de 4.0mm
Longueur totale	16,2 cm	
Coffret	Dimensions	24.5 cm x 11.3 cm x 4.1 cm
GARANTIE SPENGLER	3 ANS	Tête et manche (dans les conditions normales d'utilisation), consommables exclus (spéculums, piles). Contre tout vice et défaut de fabrication.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Otoscope SmartLed Spengler x LUXAMED edition - Noir	A1.416.112
Otoscope SmartLed Spengler x LUXAMED edition - Bronze	A1.416.184
Otoscope SmartLed Spengler x LUXAMED edition - Myrtille	A1.416.194
Otoscope SmartLed Spengler x LUXAMED edition - Pédiatrique	A1.516.514

ACCESSOIRES

Spéculum auriculaire 4 mm (boîte de 250)	L20848
Spéculum auriculaire 2,5 mm (boîte de 250)	L20747



LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Les otoscopes Spengler dont l'le SmartLED Spengler sont des dispositifs médicaux de classe I. Ils sont conformes au Règlement Européen 2017/745 en répondant parfaitement aux exigences générales de sécurité et de performance.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels. Rendez-vous sur le site Spengler dans la rubrique Contact.

Garantie Spengler de 3 ans

(dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

Tél. : **+33 (0)4 42 52 89 89**

Mail : **contact@spengler.fr**