

Chaise hygiénique douche **OBANA** **HERDEGEN****NOUVEAU**

Sans risque de corrosion, le siège de douche à roulettes Obana possède une assise percée souple amovible et pour un usage « garde robe ». Avec son cadre ouvert à l'arrière, il permet un usage au dessus des WC.


Matériaux : aluminium, polypropylène,

- > repose pieds escamotables
- > assise confort hydrofuge thermosoudée
- > 2 roues avec frein
- > accoudoirs gainés



GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 110 KG

Conditionnement :
Carton : 1 - Palette : 4 ou 6

**DIMENSIONS**

	Chaise hygiénique de douche OBANA
Dimensions (l x L) hors tout	56 * 78 cm
Hauteur totale	93 cm
Dimensions assise (l x L)	44 cm (entre accoudoirs) * 40 cm
Hauteur assise - sol	52 cm
Hauteur dossier	39 cm
Poids	6.5 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Références	Désignation	Code EAN	LPPR TTC (1243302)
540381	Chaise hygiénique de douche OBANA	3401060138233	102.60 €