



[Fiche technique]

Insufflateur réutilisable DMT

Réf. 248030 - 248040 - 248050

Solution économique.

Grand confort d'utilisation et très bonne résistance.

En silicone (sans latex).

Valve réservoir monobloc « All in One ».

Autoclavable à 134 °C.

Modèles enfant et bébé : avec valve de surpression. Modèle adulte : avec dragonne.

Informations complémentaires

Résistance d'inhalation < 2cm H₂O à 50 LPM.

Résistance d'expiration < 2cm H₂O à 50 LPM.

Tube oxygène 2m.

Caractéristiques techniques

Marque	Dumont Sécurité
Utilisation	Réutilisable
Stérile	Non stérile
Volume	Ballon Silicone : Adulte : 1500 ml / Enfant : 550 ml / Nourrisson : 280 ml. Sac réservoir : Adulte, enfant : 2500 ml / Nourrisson : 600 ml
Matière	PVC, plastique polycarbonate, polyéthylène, silicone (sans latex)
Tailles disponibles	Adulte, enfant, nourrisson
Classification	Dispositif médical de Classe 2a
Accessoires et Consommables	Réf. 248060 - Masque silicone réutilisable pour insufflateurs DMT - T0 nourrisson Réf. 248061 - Masque silicone réutilisable pour insufflateurs DMT - T1 bébé Réf. 248062 - Masque silicone réutilisable pour insufflateurs DMT - T2 enfant Réf. 248063 - Masque silicone réutilisable pour insufflateurs DMT - T3 adolescent Réf. 248064 - Masque silicone réutilisable pour insufflateurs DMT - T4 petit adulte Réf. 248065 - Masque silicone réutilisable pour insufflateurs DMT - T5 adulte

Références

Réf. 248050	Insufflateur réutilisable en silicone DMT - Nourrisson + Réservoir O ² + Masque T1
Réf. 248040	Insufflateur réutilisable en silicone DMT - Enfant + Réservoir O ² + Masque silicone T3
Réf. 248030	Insufflateur réutilisable en silicone DMT - Adulte + Réservoir O ² + Masque T5 avec dragonne en PVC

Photos

