

FICHE TECHNIQUE

iD Essential Underpads Extra Plus

IDE82311430

(60x90)



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale
Largeur totale
Longueur tampon
Largeur tampon

CIBLE

600 mm
900 mm
540 mm
840 mm

TOLERANCE

+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

54g

TOLERANCE

+/- 10%

COMPOSITION

Fibre
Voile intérieur
Enveloppe extérieure
Fabriqué en Europe

100 % fluff pulp
polypropylène hydrophile
polyéthylène non respirable

PERFORMANCE

Absorption ISO 11 948
(ROTHWELL)

ABSORPTION (max*)

1034 ml

TOLERANCE

valeur cible +10%*

CONDITIONNEMENT

Sachet
Carton
Palette

30 pièces
4 sachets
42 cartons

EAN

5414874014844
5414874014851

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.

