

LED Hepta Gyn

Lampe d'examen LED équipée d'une rotule et d'un variateur d'intensité directement intégré à la tête de lampe, elle permet un ajustement précis, rapide et ergonomique de la luminosité sans interrompre l'auscultation. Lumière homogène, éclairage focalisé, idéale pour les examens exigeant une visibilité optimale

Le variateur d'intensité permet d'adapter la puissance lumineuse à la zone examinée (col de l'utérus, parois vaginales, vulve) pour une meilleure distinction des couleurs, reliefs, lésions ou inflammations et de réduire les reflets éblouissants des objets métalliques. Il permet également de mettre la lampe en mode «veilleuse» dans les services de néonatalogie.

Idéale pour tous les services FME (Femme-Mère-Enfant) Pole gynécologie - Pole obstétrique/maternité - Pole pédiatrie - Oncologie.


● Dispositif Médical Classe 1

Intensité Lumineuse 1450 Lumens*

Température de couleur 4500°K* (blanc neutre)

Indice de rendu des couleurs IRC 95/100

Consommation électrique 10.5 Watts

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
166 000		30 cm	12 cm
80 000		50 cm	18 cm
20 000		100 cm	30 cm

*Tolérance des données +/- 10%

interrupteur variateur sur tête



- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/-2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 11 x 10 cm

• Fixations à choisir



RÉFÉRENCES

Flexible 100 cm	LEDG1000V
-----------------	-----------

