

Lezennes, le 2 septembre 2026

Objet : Mise à jour importante concernant Aniosyme X3

Madame, Monsieur,

Chez Ecolab, la sécurité des patients et la prévention des infections sont au cœur de toutes nos actions. Nous nous engageons à fournir des solutions de haute qualité et conformes, qui aident les professionnels de santé à maintenir les normes de soins les plus élevées.

Nous vous écrivons pour vous informer d'une mise à jour concernant **Aniosyme X3**.

Dans le cadre de nos processus continus de gestion de la qualité et des approvisionnements, la formulation du produit a été revalidée à la suite d'une modification de la composition enzymatique, confirmant qu'Aniosyme X3 reste efficace pour l'usage auquel il est destiné. Toutefois, certaines allégations sont mises à jour afin de refléter les données validées, tout en maintenant l'efficacité du produit.

Veuillez trouver ci-dessous un aperçu des allégations mises à jour :

ANIOSYME X3			
Allégations	Concentration	Temps de contact précédent	Nouveau temps de contact
BACTÉRICIDE Selon les normes EN 13727 et EN 14561	0,5 %	5 MINUTES	7 MINUTES
LEVURICIDE Selon les normes EN 13624 et EN 14562	0,5 %	5 MINUTES	30 MINUTES
VIRUS ENVELOPPÉS Selon les normes EN 14476 et EN 17111	0,5 %	7 MINUTES	7 MINUTES

La sécurité des patients reste notre priorité absolue et toutes les mesures sont prises pour garantir le maintien de la conformité aux normes de qualité et aux exigences réglementaires.

La documentation mise à jour, notamment la fiche technique révisée et les informations relatives aux allégations, sera disponible dès que les prochaines productions seront réalisées selon ces nouvelles allégations.

Si vous êtes un partenaire distributeur, nous vous demandons de mettre à jour tout document stipulant ces informations (nouveaux temps de contact).

Les produits que vous avez encore en stock sont quant à eux toujours utilisables, selon les allégations précédentes, compte tenu que les changements entrent en vigueur à compter des prochaines productions.

Le temps de la remise en stock des produits, afin d'assurer la continuité des activités de nos clients durant cette période, nos équipes restent à votre disposition pour discuter de solutions alternatives adaptées et vous renseigner sur la disponibilité du produit. Pour toute question, veuillez contacter votre commercial.

Cordialement,