

SASU OLFA
5 rue du Fourneau
08380 SIGNY-LE-PETIT



FICHE TECHNIQUE

BASSIN DE MALADE

REF. 6502100 (BLANC)



BASSIN SEUL

MATIERE UTILISEE :

Polypropylène homopolymère grade 12 autoclavable 90° (20 mn)
Marquage CE

POIDS MAXIMUM SUPPORTE : 250 kg

DIMENSIONS : 45 x 28 x 10 CM

POIDS : 561 GR

VOLUME : 9,0909 dm³

PRODUIT MIS EN SACHET

CONDITIONNEMENT PAR 10

Volume du carton : 90,9090 dm³

Poids du carton : 6,305 kg

GENCOD SUR CHAQUE PRODUIT